




NÁVOD K POUŽITÍ

PHONE-DEX






Česky

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. NAHORU/Nepřijatý hovor 2. Levé tlačítko menu/OK 3. Tlačítko Hovor 4. Dolů/Opakovaná volba 5. Opakovaná volba 6. * a zámek klávesnice | <ol style="list-style-type: none"> 7. # a vypnutí/zapnutí zvonění 8. Telefonní seznam 9. Tlačítko Flash 10. Ukončení hovoru a vypnutí přístroje 11. Pravé tlačítko menu/Zpět/Interní hovor |
|--|---|

Instalace

Toto zařízení je určeno k použití v analogové telefonní síti AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Zapojení

1. Připojte síťový adaptér do el. zásuvky a telefonní kabel do telefonní zásuvky na zdi.
2. Vložte baterie (1,2V NiMH) a dodržte správnou polaritu.
3. Nechte telefon nabíjet s klávesnicí otočenou směrem ven (první nabíjení musí trvat 24 hodin).
4. Stiskněte tlačítko  (levé tlačítko menu).
5. Pomocí tlačítek ▲/▼ přejděte na položku NAST. TEL./HS SETTINGS.
6. Stiskněte tlačítko **OK** (levé tlačítko menu).
7. Přejděte na položku Jazyk/LANGUAGE. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Přejděte na požadované nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Přejděte do pohotovostního režimu jedním stisknutím tlačítka , nebo opakovaným stisknutím tlačítka .


Poznámka!

Síťový adaptér slouží jako zařízení pro odpojení výrobku od el. sítě. El. zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Baterie

Relativně nové a plně nabitě baterie (po 10 hodinách nabíjení) vydrží přibližně 100 hodin v pohotovostním režimu nebo zhruba 10 hodin hovoru. Tyto doby platí při normální pokojové teplotě. Úplná kapacita nabití baterie bude dosažena teprve po 4 až 5 nabitích. Baterie nelze “přebít” nebo poškodit tím, že byste je nabíjeli „příliš dlouho“.

Kontrolka baterie

Když jsou baterie slabé, začne během hovoru blikat symbol  a zazní výstražný tón.

Indikátor stavu baterie bude na displeji blikat po celou dobu dobíjení telefonu, po úplném nabití baterie bude blikat pouze vnitřní segment symbolu.

Pozor!

Pokud je baterie hodně vybitá nebo je telefon příliš vzdálen od základny, nebude telefon schopen připojit se k lince. Neumísťujte základnu do blízkosti jiných elektrických zařízení, na přímé sluneční světlo nebo k jiným zdrojům tepla! Tím se minimalizuje riziko rušení. Zařízení se během nabíjení zahřeje. Je to normální jev a není to nebezpečné. Používejte pouze originální baterie. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené nesprávnými bateriemi.

Dosah

Dosah telefonu se obvykle pohybuje mezi 50 až 300 metry v závislosti na tom, zda se v cestě rádiových vln přenášejících hovor nenacházejí překážky. Dosah lze zlepšit otočením hlavy tak, aby byl telefon nasměrovaný k základně. Kvalita zvuku se zhoršuje přiblížením k hranici dosahu a nakonec je hovor přerušen.

Pokud je telefon v dosahu signálu, je zobrazen symbol Ƴ. Je-li telefon mimo dosah, symbol zhasne nebo bliká.

Ekologie

U výrobků, které mají menší dopad na životní prostředí, používáme označení ECO FUNCTIONALITY. Produkty nesoucí toto označení mají následující vlastnosti:

- Snížená spotřeba energie v hovorovém i pohotovostním režimu.
- Adaptivní vysílací výkon v závislosti na vzdálenosti od základny.



Operace

Váš telefon je speciálně upraven pro použití s bezdrátovými sluchadly Widex. To znamená, že zvuk z telefonu je přenášen přímo do Vašeho sluchadla (sluchadel). Jakmile přiblížíte telefon k uchu, zvuková signalizace Vás upozorní, že funkce přenosu zvuku byla aktivována. Pokud se telefon dostane z pracovního dosahu, Vaše sluchadlo (sluchadla) se automaticky vrátí do poslechového programu, který je ve sluchadle nastaven na první pozici (obvykle program Master).



Pokud je zvuk telefonu příliš tichý nebo příliš hlasitý, můžete pomocí tlačítek nahoru/dolu nastavit požadovanou hlasitost. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na Vašeho lékaře.

Pro ostatní uživatele telefonu, kteří nenosí sluchadlo (sluchadla), funguje přístroj jako běžný telefon – tak, jak je popsáno v tomto návodě.



Volání

1. Zadejte požadované číslo. V případě potřeby smažte chybné číslo tlačítkem menu **C**.
2. Vytočte číslo stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.





Přijetí hovoru

1. Počkejte, až telefon začne vyzvánět.
2. Přijměte hovor stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze během hovoru ovládat pomocí tlačítek /.




Opětné volání čísla

Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítka / můžete procházet 5 naposledy volaných čísel. Stiskněte tlačítko  pro zahájení hovoru.

Dočasné ztlumení

Mikrofon lze během hovoru vypnout a zapnout tlačítkem **C**.



Vyvolání telefonu

Stisknete-li (na základně) tlačítko , telefon zazvoní. Signál bude po chvíli automaticky ukončen nebo ho lze ukončit stisknutím tlačítka  na telefonu nebo  na základně.






Telefonní seznam

Můžete uložit 20 čísel/jmen. Pokud si objednáte službu identifikace volajícího, zobrazí se u příchozích hovorů jméno přiřazené volajícímu v telefonním seznamu. Pro čísla uložená v seznamu můžete volit různá zvonění (musíte mít aktivní službu identifikace volajícího).

Uložení jména/čísla do telefonu

1. Stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko .
2. Přejděte na položku **PRIDAT**. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte požadované jméno opakovaným stisknutím příslušného číselného tlačítka. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla (**C**=smazat). Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Přejděte na požadované vyzvánění. Stiskněte tlačítko **OK**.

Práce s telefonním seznamem






1. Stiskněte tlačítko . Mezi položkami můžete přecházet pomocí /. Můžete použít i funkci rychlého vyhledávání v telefonním seznamu: Stiskněte číselné tlačítko odpovídající prvnímu písmenu.
2. Stisknutím tlačítka  zahajte hovor. Nebo stiskněte tlačítko  a zobrazte různé možnosti (např. **ZOBRAZIT** pro zobrazení detailů).

Čísla příchozích hovorů a identifikace volajícího

Na displeji lze zobrazit jméno volajícího a 10 posledních čísel nepřijatých hovorů.

V pohotovostním režimu se zobrazí zpráva **NOVE HOV.** a **★** v seznamu označuje nepřijatý hovor. Tato funkce vyžaduje aktivaci služby u poskytovatele služeb.

Vyvolání a vytočení čísla

1. Stiskněte tlačítko . Přejděte na požadovanou položku pomocí .
2. Stisknutím tlačítka  zahajte hovor. Nebo stiskněte tlačítko  a zobrazte různé možnosti ( = zpět).

Zprávy funkce identifikace volajícího


Kromě zobrazení čísla se někdy zobrazí následující zprávy:



- MIMO DOSAH** Neznámé číslo, např. mezinárodní hovor.
- SKRYTO** Informace o čísle jsou blokovány. Číslo nelze zobrazit.
- OO** Indikace zprávy (zasláno operátorem sítě)*

*Smazat: Stiskněte tlačítko  a potom tlačítko **4**.

Nastavení

Funkce

1. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku **NAST. TEL.** Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Přejděte na požadovanou funkci, např. **JAZYK**. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Přejděte na požadované nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.

BUDÍK Když je zapnutý budík, zobrazí se v pohotovostním režimu symbol . Při dosažení času buzení bude po dobu 45 sekund znít zvukový signál. Signál můžete vypnout libovolným tlačítkem. Pokud zapnete funkci **ODLOZIT**, budík zazvoní opět přibližně za 7 minut. Trvale můžete budík vypnout prostřednictvím menu nebo stisknutím a podržením tlačítka  na několik sekund. Hlasitost je určena nastavenou úrovní zvonění.


NAS. ZVONENÍ Nastaví vyzváněcí signál telefonu.
INT/EXT=interní/externí.

Melodie 2 až 5 mohou znít až 8 sekund, pokud je hovor přijat jiným telefonem.

NAST. TONU Tón tlačítek, slabá baterie, mimo dosah.
JAZYK Vysvětleno v části Zapojení.
PREJM. TEL. Text zobrazený v pohotovostním režimu.
DISPLEJ TEL. Zobrazení názvu nebo času v pohotovostním režimu.
AUT. PRIJEM Hovor je přijat zvednutím telefonu ze základny.
DATUM A CAS Nastavení data a času.

Systémová nastavení

Při dodání je systémový PIN kód nastaven na hodnotu 0000.


1. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku **NAST. ZAKL.** Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Přejděte na požadovanou funkci. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.



ODSTR. TEL. Odhlášení telefonu
VOLBA Ve většině zemí musí být tónová.
PRODL. USTR. **STREDNI** = Francie/Portugalsko
KRATKA = ostatní země (Česká republika)
ZMENIT PIN PIN kód (např. 0000) lze změnit.

Rozšířený systém (dva nebo více telefonů)




V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí číslo telefonu pro interní hovory. Základna by měla být umístěna uprostřed oblasti pokrytí tak, aby byla přibližně stejně vzdálena od všech telefonů.

Interní komunikace

1. Stiskněte tlačítko  (pravé tlačítko menu).
2. Zadejte číslo požadovaného telefonu (**1-5**).

Pokud během interního hovoru přijde externí hovor, zazní upozorňovací tón. Ukončete interní hovor stisknutím tlačítka  a přijměte externí hovor stisknutím tlačítka .

Předání hovorů a konference mezi telefony

1. Předpokládáme, že je spojen externí hovor.
2. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku **INT. HOVORY**. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte číslo požadovaného telefonu (**1-5**).
4. Chcete-li předat hovor, stiskněte tlačítko .
Chcete-li spojit konferenční hovor, stiskněte a podržte tlačítko .



Registrace nového telefonu

Všechny telefony v balení jsou již zaregistrovány v základně.

Platí pouze pro samostatně zakoupené telefony či služby.

K jedné základně lze zaregistrovat až 5 telefonů.

Tento model je kompatibilní s profilem GAP (Generic Access Profile), což znamená, že telefon i základnu lze použít v kombinaci s jinými telefony kompatibilními s GAP bez ohledu na výrobce. Nicméně protokol GAP nezaručuje, že budou přístupné všechny funkce telefonu. Další telefony nebudou k dispozici jako příslušenství.

1. Podržte stisknuté tlačítko  na základně asi 6 sekund.
2. Stiskněte tlačítko . Přejděte na položku **REGISTRACE**. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte PIN kód základny (např. 0000). Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pokud proběhla registrace úspěšně, jednotka se do jedné minuty vrátí do pohotovostního režimu.

Řešení problémů

Zkontrolujte, zda telefonní kabel není poškozen a zda je správně zapojen. Odpojte všechna další zařízení, prodlužovací šňůry a jiné telefony. Pokud se tím problém vyřeší, způsobuje poruchu jiné zařízení.

Zkontrolujte zařízení na funkční telefonní lince (např. u sousedů). Jestliže zařízení funguje, způsobuje problém pravděpodobně telefonní linka. Oznamte to svému operátorovi telefonní sítě.

Během zvonění se nezobrazí žádné číslo

- Tato funkce vyžaduje aktivaci služby identifikace volajícího u poskytovatele služeb.

Výstražný tón během hovoru/Nelze volat

- Mohou být slabé baterie (nabijte telefon).
- Telefon může být téměř mimo dosah. Přesuňte se blíž k základně.

Telefon nefunguje

- Zkontrolujte, zda je správně zapojen adaptér a telefonní kabel.
- Zkontrolujte zda jste zvolili nastavení Tónová volba; viz část *Systémová nastavení*.
- Zkontrolujte stav nabití baterií v telefonu.
- Připojte k telefonní zásuvce ve zdi jiný funkční telefon.

Telefon nepřestává zvonit

- Některé z vyzvánění telefonu neodpovídá signálu z linky, takže signál může pokračovat až 8 sekund po přijetí hovoru.

Pokud telefon stále nefunguje, obraťte se na svého prodejce s žádostí o opravu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

Záruka a informace

Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek PHONE-DEX vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným předpisům obsaženým ve směrnicích 1999/5/EC (R&TTE) a 2002/95/EC (ROHS). Kopie prohlášení výrobce je k dispozici na adrese www.doro.com/dofc.

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Pokud zaznamenáte jakékoli potíže, obraťte se na vašeho prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako předběžné opatření doporučujeme přístroj během bouřky odpojit.

Na baterie se žádná záruka nevztahuje.








Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.








Specifická míra absorpce (SAR)





Přístroj vyhovuje platným mezinárodním požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Hodnota naměřená u tohoto telefonu je 0,04 W/kg (na 10 g tkáně). Max. limit podle WHO jsou 2 W/kg (na 10 g tkáně).

SYMBOLY

Symboly používané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.)

Symbol	Název/Popis
	Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.
	Datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben.
	Datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat.
	Kód dávky Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky).
	Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
	Sériové číslo Sériové číslo produktu.*
	Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji.

Symbol	Název/Popis
	Uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm.
	Dolní limit teploty Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Horní limit teploty Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Teplotní limity Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit.
	Před použitím si přečtěte návod Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
	Upozornění/Varování Text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat.
	Značka WEEE Nevyhazovat do komunálního odpadu Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci.

Symbol	Název/Popis
	Značka CE Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.
	Výstraha Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení.
	Značka C-Tick Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
	Rušení V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.

*Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem **SN**.

PHONE-DEX



Česky

V. 1.2

www.doro.com

WIDEX Line Praha

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

WIDEX Line Brno

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz



WIDEX A/S Nymoellevvej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
www.widex.com



Návod číslo:
9 514 0200 020 #03



9 514 020 020 #03



MIX
From responsible
sources
FSC® C068122