




BRUKSANVISNING


PHONE-DEX

Innhold i pakken*

Bruksanvisning




Telefon




Base enhet




Batterier og deksel



Strømadapter




Telefonledning



Telefonkontakt





* Det kan hende at innholdet ikke ser nøyaktig likt ut som på bildet.






Norsk

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Opp / Ubesvarte anrop | 6. * og tastelås |
| 2. Venstre menyknapp / OK | 7. # og ringesignal av/på |
| 3. Svarknapp | 8. Telefonbok |
| 4. Ned / Slå nummer på nytt | 9. R Repetisjonsknapp (PBX funksjon) |
| 5. Slå nummer på nytt | 10. Avslutt samtale og av/på knapp |
| | 11. Høyre menyknapp / Tilbake / Internsamtale |

Installasjon

Denne enheten er beregnet for det analoge telefonnettet til AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Oppkobling

1. Koble strømadapter og telefonkabel til baseenheten. Sett så kontaktene inn i sine respektive veggkontakter.
2. Sett batteriene (1.2V NiMH) inn i henhold til markeringer.
3. Plasser telefonen i baseenheten med fronten vendt utover for å lade (24 timer den første gangen).
4. Trykk  (venstre menyknapp).
5. Bla / til **HS SETTINGS**.
6. Trykk **OK** (venstre menyknapp).
7. Bla til **LANGUAGE**. Trykk **OK**.
8. Bla til **DANSK/NORSK**. Trykk **OK**.
9. Trykk  eller  flere ganger for å komme ut av menyen.






MERK!

Bruk telefonkontakten som følger med. En kabel fra en annen telefon er kanskje ikke kompatibel.

Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen.

Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Dato/Tid

1. Trykk  (venstre menyknapp).
2. Bla / til **INDSTILLING**. Trykk **OK**.
3. Bla til **DATO & TID**. Trykk **OK**.
4. Bla til **ANGIV KLOKKE**. Trykk **OK**.
5. Angi klokkeslett. Trykk **OK**.
6. Bla til **ANGIV DATO**. Trykk **OK**.
7. Sett inn riktig dato (DD-MM-ÅÅ). Trykk **OK**.
8. Trykk  eller  flere ganger for å komme ut av menyen.

Formatet på dato/tid kan også velges i denne menyen.

Batteri

Når batteriene er nye (under 6 mnd) og fulladet (10 timer) har de en brukstid på 100 time standby og ca 10 timers taletid. Full batterikapasitet oppnås først etter at batteriene har vært ladet 4-5 ganger. Batteriene kan ikke bli overladet eller ta skade av å ligge "for lenge" til lading. Ved helt utladet batteri kan det ta opp til 5 minutter før displayet lyser.

Advarsel!


Eksplisjonsfare hvis et batteri erstattes med feil type batteri. Bruk bare originale batterier. Garantien dekker ikke skade som følger av at feil batteritype er brukt.

Merk!

Når batterinivået er for lavt, eller avstanden til baseenheten er for stor, kan ikke telefonen koble opp linjen. Ikke plasser baseenheten nær annet elektronisk utstyr, i direkte sollys eller ved annen sterk varme! Dette for å redusere faren for eventuelle forstyrrelser. Det er normalt at apparatet blir varmt under lading, og helt ufarlig.

Brukte batterier må kastes på forsvarlig måte.


Batteriindikator LED

Når batteriene er nesten helt utladet vil  blinke og et varselsignal vil høres under en samtale.

Merk at batteriindikatoren i displayet blinker så lenge telefonen lades og når ladingen er ferdig vil indikatoren lyse konstant.

Rekkevidde

Telefonens rekkevidde er normalt mellom 50 og 300 meter, avhengig av om radiobølgene som overfører signalene møter noen hindringer eller ikke. Rekkevidden kan også forbedres ved å vri hodet slik at telefonen holdes i retning mot baseenheten. Lydkvaliteten forringes jo nærmere rekkeviddegrensen du kommer, før samtalen brytes helt.

Symbolet  vises innenfor rekkevidden og blinker/slukker utenfor rekkevidden.

Eco Functionality (Miljøvennlig)

Vi har tatt i bruk ECO FUNCTIONALITY symbolet for å hjelpe kundene våre til å finne produkter i vårt sortiment som har redusert påvirkning på miljøet. Produkter med dette symbolet har følgende egenskaper:

- Redusert strømforbruk både ved bruk og i hvilemodus.
- Justerbar sendestyrke avhengig av avstanden fra baseenheten.

Betjening

Telefonen er også spesialdesignet for å virke sammen med trådløse Widex høreapparater. Dette innebærer at lyden fra telefonen overføres direkte til høreapparatet (ene) dine. Når du plasserer telefonen nær ett av ørene dine, vil du høre en “ding dong” lyd som indikerer at denne funksjonen er aktivert. Når telefonen kommer utenfor rekkevidde, vil høreapparatet(ene) returnere automatisk til program 1 (vanligvis Master programmet).



Hvis lyden fra telefonen er for svak eller sterk, kan du justere volumet på telefonen ved å bruke opp/ned knappene. Trenger du nærmere informasjon, vennligst kontakt Medisan AS eller stedet der du fikk telefonen utlevert.

For personer som ikke bruker høreapparater virker telefonen som beskrevet i denne bruksanvisningen.



Menyknapp

Merk at de to øverste knappene like under displayet er “menyknapper”. Deres funksjon vises i displayet rett over dem.

Ring ut

1. Slå nummeret du ønsker å ringe. Slett et tall, hvis nødvendig, med høyre menyknapp **C**.
2. Trykk  for å ringe. Trykk  for å avslutte samtalen.




Motta samtale

1. Vent til selve telefonen begynner å ringe.
2. Trykk  for å svare. Trykk  for å avslutte samtalen.

Volumkontroll

Volumet kan endres underveis i en samtale /.




Repetér nummer

Trykk . Bla blant de 5 siste ringte nummer /. Trykk .

Mute

Mikrofonen kan slås på/av underveis i en samtale med **C** (høyre menyknapp).

Søk etter telefonen

Telefonen vil ringe når du trykker på  på baseenheten. Signalet vil stoppe automatisk etter en stund eller hvis du trykker på  knappen på telefonen eller  knappen på baseenheten.



Midlertidig stille modus

Når noen ringer kan du trykke på **C** (høyre menyknapp) for å slå av ringesignalet på telefonen.






Telefonbok

Du kan lagre inntil 20 nummer/navn. Hvis du abonnerer på tjenesten nummervisning, vil navnet på lagrede innringere vises ved innkommende anrop. Det er mulig å velge ulike ringesignaler for nummer/navn som er lagret i telefonboken (forutsetter at du abonnerer på tjenesten nummervisning).





Lagre navn/nummer i telefonen

1. Trykk . Trykk .
2. Bla til **LAGRE NY**. Trykk **OK**.
3. Trykk på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for ønsket bokstav. Trykk **OK**.
4. Tast inn telefonnummer inklusiv retningsnummer. Slett et tall, hvis nødvendig, med høyre menyknapp **C**. Trykk **OK**.
5. Bla til ønsket ringesignal. Trykk **OK**.





Slik bruker du telefonboken

1. Trykk . Bla mellom de lagrede numrene med /. Du kan også hurtigsøke i telefonboken ved å trykke på tilsvarende siffertast en eller flere ganger for den første bokstaven.
2. Trykk  for å ringe opp, eller trykk  for andre alternativer.

Rediger nummer

1. Trykk  (venstre menyknapp).
2. Bla / til **KONTAKTER**, trykk **OK**.
3. Bla til navnet du ønsker å redigere, trykk .
4. Bla til **REDIGER**, trykk **OK**.
5. Kontroller at navnet er riktig, trykk **OK**.
6. Nummeret vil vises med markøren blinkende på slutten av nummeret.
7. Trykk **C** for å gå tilbake/slette nummeret.
8. Tast inn det riktige nummeret, trykk **OK**.
9. Velg ønsket ringesignal, trykk **OK**.

Slette et nummer

1. Trykk  (venstre menyknapp).
2. Bla / til **KONTAKTER**, trykk **OK**.
3. Bla til navnet du ønsker å slette, trykk .
4. Bla til **SLETT**, trykk **OK**.

Nummervisning for innkomne og tapte anrop

På displayet ser du hvem som ringer og du kan se de 10 siste ubesvarte anropene til telefonen. NYE ANROP vises i hvilestilling og ★ i listen angir ubesvart anrop. Funksjonen krever at du abonnerer på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør.

Avlesing og oppringing

1. Trykk ▲. Bla til ønsket posisjon med ▼.
2. Trykk  for å ringe, eller trykk  for alternativer ( = tilbake).

Slette anrop eller hele anropsloggen

1. Trykk ▲. Bla til ønsket posisjon med ▼
2. Trykk  (venstre menyknapp).
3. Bla ▼ til **SLETT**, eller bla til **SLETT ALT** hvis du vil slette alle numrene, trykk **OK**.
4. Hvis du velger **SLETT ALT** vil **BEKREFT** vises i displayet, trykk **OK**.

Nummervisningsmeldinger


I tillegg til nummervisning kan følgende meldinger dukke opp:



- NR MANGLER** Ukjent nummer, for eksempel ved anrop fra utlandet.
- SKJULT NR** Hemmelig nummer. Sperret mot visning.
- OO** Beskjedindikasjon fra for eksempel Telenor Telesvar*

*For å slette beskjedindikatoren: Trykk ▲, hold deretter **4** trykket ned.

Innstillinger

Funksjoner

1. Trykk . Bla til **INNSTILLING**. Trykk **OK**.
2. Bla til ønsket funksjon, f.eks. **SPRÅK**. Trykk **OK**.
3. Bla til ønsket innstilling. Trykk **OK**.

ALARM Aktivert alarm vises med  i hvilestilling. Når alarmen utløses høres et lydsignal i 45 sekunder. Ved et vilkårlig tastetrykk slås alarmen av. Hvis **SNOOZE** er aktivert vil alarmen starte igjen etter ca 7 minutter. Slå alarmen av permanent via menyen eller ved å holde  nede i noen sekunder. Volumet følger det innstilte ringevolumet.

RINGSIGNAL Telefonens ringesignaler.
INT/EKST=intern/ekstern.

Merk!

Melodi 2,3,4... kan fortsette i opptil 8 sekunder dersom anropet besvares fra en annen telefon. Hvis du ønsker å unngå dette, velg melodi nummer 1.

SIGNALER Alle varselsignalene kan deaktiveres hvis ønskelig: TASTETRYKK, SVAKT BATTERI og UTENFOR REKKEVIDDE.

SPRÅK Språkinnstillingen er beskrevet i kapitlet Oppkobling.


EGET NAVN Teksten som vises i hvilestilling.

NAVN/KLOKKE Vise navn eller klokke i hvilemodus.

AUTOSVAR Anropet besvares idet telefonen løftes av basen.

DATO & TID Innstilling av dato og tid. Formatet på dato/tid kan også endres.

Systeminnstillinger

1. Trykk . Bla til **SYSTEM**. Trykk **OK**.
2. Bla til ønsket funksjon. Trykk **OK**.
3. Oppgi ønsket innstilling. Trykk **OK**.

AVREGISTRER Avregistrere telefonen.
ADVARSEL: En avregistrert telefon kan ikke lenger brukes sammen med systemet!

R-TASTTID MIN = Norge (100ms)


PIN-KODE Ved levering er Systemets PIN-kode 0000. Koden (f.eks. 0000) kan endres.



Utvidet system

(to eller flere telefoner– også i kombinasjon med andre telefoner)



Anropsnummer for intern samtale står i displayet i hvilestilling. Baseenheten bør plasseres “i midten” slik at dekningsområdet blir om lag like stort for hver av telefonene.

Intercom / intern samtale

1. Trykk  (høyre menyknapp).
2. Ved bruk av mer enn to telefoner: Oppgi numrene til de ønskede telefonene **1-5** eller trykk **9** for alle.

En tone høres hvis du får et eksternt anrop under en intern samtale. Avslutt den interne samtalen med , og besvar deretter det eksterne anropet med .

Overføre samtaler/konferanse mellom telefoner



1. En ekstern samtale pågår.
2. Trykk . Bla til **INTERNANROP**. Trykk **OK**.
3. Ved bruk av mer enn to telefoner: Oppgi numrene til de ønskede telefonene **1-5** eller trykk **9** for alle.
4. Overføre: Trykk , for konferanse: hold ***** nede.

Registrer flere, GAP-kompatible telefoner

Den medfølgende telefonen er allerede registrert i baseenheten. Du kan registrere inntil 4 ekstra GAP-kompatible telefoner til baseenheten.

Merk!

Denne modellen er GAP (Generic Access Profile) kompatibel, noe som betyr at både telefonen og baseenheten kan brukes sammen med andre GAP-kompatible apparater, uavhengig av produsent. GAP-protokollen garanterer imidlertid ikke tilgang til alle funksjoner. Ekstra telefoner blir ikke tilgjengelige som ekstrautstyr.

1. Hold nede  på baseenheten i ca 6 sekunder.
2. Trykk . Bla til **REGISTRERING**. Trykk **OK**.
3. Oppgi PIN-koden til baseenheten (f.eks. 0000). Trykk **OK**.
4. Hvis **REGISTRERINGEN** er vellykket, går telefonen tilbake til hvilestilling innen ett minutt. (Beskrivelsen retter seg etter navigasjonsmenyen til PHONE-DEX telefon. Hvis du ønsker å registrere en annen type telefon, vennligst følg den respektive navigasjonsmenyen.)

Feilsøking

Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plagget inn. Koble bort alt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.

Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.

Nummeret vises ikke når telefonen ringer

- Denne funksjonen krever at du abonnerer på tjenesten nummervisning hos din teleoperatør.

Varseltone /kan ikke ringe

- Batteriene kan være nesten utladet (lad opp telefonen).
- Telefonen kan være i utkanten av rekkevidden; flytt deg nærmere baseenheten.

Telefonen virker ikke

- Kontroller at strømadapter/telefonledning er riktig tilkoblet.
- Kontroller at batteriene i telefonen er ladet opp.
- Plugg en annen, feilfri telefon inn i teleuttaket for å sjekke at linjen er i orden.

Telefonen fortsetter å ringe

- Noen av telefonens ringesignaler følger ikke signalet fra linjen, hvilket betyr at signalet kan fortsette i opp til 8 sekunder etter at en samtale er besvart.

Hvis telefonen fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du forhandleren der du kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.

Garanti og tekniske data

Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den maksimale grenseverdien i henhold til WHO er 2 W/kg (per 10 g vev). Denne telefonen har en måleverdi på 0,04 W/kg (per 10 g vev). Nær baseenheten, dvs. innenfor 20 % av maksimal rekkevidde, reduseres SAR-verdien til ca. 0,02 W/kg (per 10 g vev).

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at PHONE-DEX overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU (R&TTE), 2002/95/EU (ROHS).

Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med forhandleren ved eventuell reklamasjon. GarantSERVICE innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.

Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og omfattes ikke av noen form for reklamasjonsrett.

Dersom andre batterier enn originalbatterier benyttes, gjelder heller ikke reklamasjonsretten.

PHONE-DEX



Norsk

V. 1.2

www.doro.com

Medisan AS
PB 5073 Majorstua
0301 Oslo

Tlf: 22 59 90 40



Printed by HTO / 2012-05
9 514 0200 011 #02