

DEX™

A WIRELESS WORLD

NÁVOD K POUŽITÍ

**DÁLKOVÝ OVLADAČ
RC-DEX**

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

OBSAH

NOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ DEX™	5
Zamýšlené použití	5
Popis zařízení	6
Pohled zepředu	6
Pohled zezadu	7
PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
BATERIE	9
Výměna baterie	10
POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	12
Provozní dosah	12
Kontrolka (dioda LED)	12
Úprava hlasitosti	13
Vypnutí zvuku sluchadla	13

Změna programu	14
Zen+	14
Blokování tlačítek	14
PÉČE O DÁLKOVÝ OVLADAČ.....	15
VAROVÁNÍ.....	18
MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	22
REGULATORY INFORMATION	23
SYMBOLY.....	29

NOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ DEX™

Doufáme, že budete s dálkovým ovladačem sluchadel Widex spokojeni. V tomto návodu k použití je popsán způsob, jak dálkový ovladač používat.



DŮLEŽITÉ

Tento návod obsahuje důležité informace a pokyny. Než začnete dálkový ovladač používat, důkladně si přečtěte tento návod.

Zamýšlené použití


Tento dálkový ovladač je určen pro bezdrátová sluchadla Widex.

Popis zařízení

Dálkový ovladač RC-DEX slouží k usnadnění přístupu k funkcím sluchadla, jako je například nastavení hlasitosti nebo změna programu. Dálkový ovladač je vybaven kontrolkou (dioda LED).


Pohled zepředu

1. Kontrolka (dioda LED)
2. Zvýšení hlasitosti
3. Blokování tlačítek
4. Přepnutí programu
5. Snížení hlasitosti



Pohled zezadu



1. Kryt baterie
2. Očko k uchycení ke kroužku na klíče



Potřebujete-li pomoci s určením sériového čísla (zpravidla šesti- nebo sedmimístné číslo) produktu, obraťte se na svého prodejce sluchadel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Baterie
2. Kroužek na klíče s poutkem



BATERIE


Dálkový ovladač používá baterii typu:
CR2032, lithiová

V případě zájmu o náhradní baterii se obraťte na svého prodejce sluchadel. Nezapomeňte si zkontrolovat datum upotřebitelnosti baterie. Použité baterie likvidujte podle pokynů uvedených na obalu baterie.

Dálkový ovladač je zapnut, když je v něm správně vložena funkční baterie. Životnost baterie je až 12 měsíců. Odvíjí se podle toho, jak často používáte tlačítka na ovládání.

Výměna baterie


1. Kryt příhrádky na baterie posuňte směrem dolů a sejměte jej.
2. Uvolněte baterii (zatlačte na ni způsobem znázorněným na obrázku) a vyjměte ji. Případně můžete zařízení obrátit a nechat baterii vypadnout do ruky.



POZNÁMKA

Výměnu baterie provádějte nejlépe těsně nad nějakým měkkým povrchem.

- Pod úhlem znázorněným na obrázku vložte baterii do přihrádky a zatlačením ji v přihrádce zajistěte. Kladný pól baterie (označen znaménkem +) musí směřovat vzhůru.
- Kryt přihrádky na baterie vraťte na své místo.



POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač je vybaven očkem, pomocí něhož si můžete ovladač připevnit ke kroužku na klíče atp.

Provozní dosah

Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a sluchadlem by neměla přesáhnout 1 metr.

Kontrolka (dioda LED)

Rozsvícení zelené kontrolky signalizuje, že bylo stisknuto některé z tlačítek dálkového ovladače.

Úprava hlasitosti

Hlasitost zvýšíte krátkým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+).
Hlasitost snížíte krátkým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-).

Při stisknutí jednoho z tlačítek k ovládání hlasitosti se ozve krátký tón (pípnutí). Po dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti se ozve delší tón.

Vypnutí zvuku sluchadla

Po zaznění dlouhého tónu pokračujte v opakovaném stisknutí tlačítka snížení hlasitosti na dálkové ovladači, dokud zvuk neustane. Krátkým stisknutím jednoho z tlačítek ovládání hlasitosti zvuk opět zapnete.

Změna programu

Pomocí dálkového ovladače si můžete vybrat z několika programů, jejichž počet se odvíjí od toho, kolik programů je ve sluchadle nastaveno. Program změníte krátkým stisknutím tlačítka přepnutí programu.

Zen+

Pokud je ve sluchadle nastaven zvláštní program Zen+, můžete na něj přepnout podržením tlačítka přepnutí programu (na 2 sekundy). Poté si budete moci opakovaným krátkým stisknutím tlačítka přepnutí programu vybrat z řady stylů Zen. Ke standardnímu programu se vrátíte opětovným delším podržením tlačítka.

Blokování tlačítek

Tlačítka na dálkovém ovladači lze zablokovat, aby je nebylo možné stisknout nechtěně. Posunutím jezdce nahoru tlačítka zablokujete, posunutím jezdce dolů tlačítka odblokujete.

PÉČE O DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač je hodnotný předmět a podle toho by s ním mělo být i zacházeno. Uvádíme zde několik zásad, jejichž dodržováním můžete prodloužit životnost dálkového ovladače:



VAROVÁNÍ

- Dálkový ovladač nevystavujte působení extrémních teplot ani vysoké vlhkosti.
- Neponořujte jej do vody ani jiných tekutin.



UPOZORNĚNÍ

- Dálkový ovladač čistěte jemným hadříkem. Nikdy jej nečistěte kyselinami, lihem, silnými čisticími prostředky ani jinými tekutinami.
- Dávejte pozor, aby vám dálkový ovladač nespadol na zem



UPOZORNĚNÍ

- Doporučujeme neponechávat mobilní telefon, zařízení PDA atd. v těsné blízkosti dálkového ovladače, například ve stejné kapse.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat dálkový ovladač sami. (Opravu smí provádět výhradně odborný servis.)



VAROVÁNÍ

- **Nemějte dálkový ovladač při sobě během rentgenového vyšetření, vyšetření na magnetické rezonanci nebo jiných podobných vyšetřeních či zákrocích radiační léčby.** Nikdy nevkládejte dálkový ovladač do mikrovlnné trouby. Některé druhy záření mohou dálkový ovladač poškodit.
- Záření vydávané bezpečnostním vybavením budov, poplašnými zařízeními proti vloupání, mobilními telefony a podobnými zdroji je slabší a dálkový ovladač nepoškodí. Za určitých situací, kdy dojde k ozáření právě těmito zdroji, jako jsou některé typy domovních alarmů, automatických detektorů pohybu a jiné elektroniky, však můžete dojít k rušení dálkového ovladače nebo sluchadla.

VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Polknutí nebo nesprávné použití baterie je nebezpečné. Nikdy z žádného důvodu nevkládejte baterie ani sluchadlo do úst, neboť v takovém případě existuje riziko jejich polknutí. Nesprávné použití nebo polknutí může být příčinou vážného poranění, nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.

- Dálkový ovladač a jeho součásti, příslušenství a baterie uchovávejte mimo dosah dětí a dalších osob, které by je mohly polknout nebo se jimi jinak poranit. Neprovádějte před nimi ani výměnu baterií a předejděte tomu, aby viděly, kde máte uloženy náhradní baterie.
- Dálkový ovladač nepoužívejte bez dovození v letadlech či nemocnicích.
- Dálkový ovladač nepoužívejte v dolech a oblastech, kde se mohou nacházet výbušné plyny.



VAROVÁNÍ

Pokud baterii nahradíte za nesprávný typ nebo pokud se pokusíte baterii dobít, hrozí nebezpečí výbuchu.



UPOZORNĚNÍ

- Ačkoliv byl dálkový ovladač navržen tak, aby vyhovoval těm nejprísnějším mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility, nelze vyloučit možnost, že se bude vzájemně rušit s jinými zařízeními (např. lékařskými přístroji).



VAROVÁNÍ

Rušení s aktivními implantáty

- Doporučujeme postupovat podle pokynů vydaných výrobcem defibrilátorů nebo srdečních stimulátorů ohledně používání mobilních telefonů:
- Pokud používáte nějaký aktivní implantát, dbejte na to, aby se bezdrátové sluchadlo a jeho příslušenství (např. bezdrátové dálkové ovládání nebo komunikátor) nacházelo ve vzdálenosti alespoň 15 cm od implantátu.
- Dojde-li k rušení, přestaňte sluchadlo či jeho příslušenství používat a obraťte se na výrobce implantátu. Upozorňujeme však, že rušení může být způsobeno i elektrickým vedením, elektrostatickými výboji, letištními detektory kovů apod.

- Pokud používáte mozkový implantát, obraťte se na jeho výrobce a požádejte ho o posouzení rizik.

Používáte-li jakýkoliv implantát, doporučujeme ponechávat magnety* ve vzdálenosti alespoň 15 cm od něj. (*= například magnet na přípevnění telefonu ve vozidle, pouzdro na sluchadlo, magnet v nějakém nástroji atd.)

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Na této stránce jsou uvedeny některé možné příčiny případných závad nebo zhoršeného fungování. Pokud se vám nepodaří problém odstranit podle těchto pokynů, obraťte se na odborný servis.

Problém	Možná příčina	Řešení
Dálkový ovladač nefunguje.	Baterie v dálkovém ovladači je nefunkční nebo vybitá.	Vyměňte baterii.
	Baterie ve sluchadlu je vybitá.	Vyměňte baterii.
	Dálkový ovladač se nachází mimo dosah (1 m).	Přesuňte jej do odpovídající vzdálenosti.
	Silné elektromagnetické rušení.	Vzdalte se od zdroje rušivého záření.
	Ovládání RC-DEX a sluchadlo nejsou navzájem kompatibilní.	Obraťte se na prodejce sluchadel.

REGULATORY INFORMATION

FCC ID: TTY-RCD

IC: 5676B-RCD

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Směrnice 1999/5/ES

Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že výrobek RC-DEX je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopie dokumentu „Prohlášení o shodě“ ve smyslu směrnice 1999/5/ES je dostupná na adrese:

<http://www.widex.com/doc>



N26346




Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a mohou ohrozit lidské zdraví a životní prostředí, pokud není s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) správně nakládáno.






Sluchadla, příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.





Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit prodejci sluchadel za účelem bezpečné likvidace. Řádná likvidace přispívá k ochraně lidského zdraví i životního prostředí.




SYMBOLY


Symbole používané v materiálech k lékařským přístrojům společnosti Widex A/S (štítky, návody k použití apod.)

Symbol	Název/Popis
	Výrobce Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.
	Datum výroby Datum, kdy byl produkt vyroben.
	Datum spotřeby Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat.
	Kód dávky Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky).

Symbol	Název/Popis
	<p>Katalogové číslo Katalogové číslo (číslo položky) produktu.</p>
	<p>Sériové číslo Sériové číslo produktu.*</p>
	<p>Chraňte před slunečním zářením Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými zdroji.</p>
	<p>Uchovávejte v suchu Produkt je nutné chránit před vlhkostí a deštěm.</p>
	<p>Dolní limit teploty Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.</p>

Symbol	Název/Popis
	<p>Horní limit teploty Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.</p>
	<p>Teplotní limity Nejvyšší a nejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpečně vystavit.</p>
	<p>Před použitím si přečtěte návod Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování/ bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.</p>
	<p>Upozornění/Varování Text označený symbolem upozornění/varování je nutné před použitím produktu prostudovat.</p>

Symbol	Název/Popis
	<p>Značka WEEE Nevyhazovat do komunálního odpadu</p> <p>Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběrném dvoře k recyklaci.</p>
	<p>Značka CE</p> <p>Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.</p>
	<p>Výstraha</p> <p>Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako zařízení 2. třídy a v některých členských státech používajících označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení.</p>
	<p>Značka C-Tick</p> <p>Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.</p>

Symbol	Název/Popis
	Rušení V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.

*Sériové číslo je šesti- nebo sedmimístné číslo vyznačené na produktech. Sériová čísla nemusí být ve všech případech uvedena symbolem **SN**.

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

www.widex.cz**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark

www.widex.com**CE** 0459**Návod číslo:**

9 514 0276 020 #02

Vydání:

2015-06



9 514 0276 020 #02