

WIDEX BEYOND™

INSTRUCCIONES DE USO EL AUDÍFONO WIDEX BEYOND™

El modelo B-F2
RIC / RITE
Auricular en el canal/
auricular en el oído



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

SU AUDÍFONO

(Para el audioprotesista)

Su audífono:

Pila cinc-aire (color acero)

Pila plata-cinc (dorada)

PROGRAMAS

Universal

Extensor de audibilidad

Silencio

Extensor de audibilidad

Transporte

Extensor de audibilidad

Ciudad

Extensor de audibilidad

Fiesta

Extensor de audibilidad

Música

Extensor de audibilidad

T

Extensor de audibilidad

M+T

Extensor de audibilidad

PROGRAMAS ESPECIALES

Zen

Extensor de audibilidad

Teléfono

Extensor de audibilidad

PROGRAMAS SELECTOR INTELIGENTE

Zen+

Extensor de audibilidad

NOTA

La descripción y el uso del programa Teléfono indicados en estas instrucciones de uso solo son válidos para su uso durante conversaciones telefónicas normales y no para las conversaciones telefónicas que conlleven el uso de la transmisión directa de sonido desde su smartphone.

NOTA

Lea atentamente estas instrucciones de uso y las instrucciones "Adaptadores de oído para audífonos retroauriculares Widex" antes de empezar a usar su audífono.

NOTA

Si utiliza pilas del tipo plata-cinc, lea atentamente el manual "Instrucciones de uso, Sistema Zpower de pilas recargables para audífonos".

NOTA

Este audífono admite un control inalámbrico directo y la transmisión del sonido de smartphones y otros dispositivos. Si desea ver más información o si tiene alguna duda, contacte con su audioprotesista o visite esta página web: www.widex.com/BEYOND.

Este audífono funciona inalámbricamente con la aplicación BEYOND. No asumimos ninguna responsabilidad si utiliza el audífono con una aplicación de una tercera parte, o si utiliza la aplicación BEYOND con cualquier otro dispositivo.

ÍNDICE

SU AUDÍFONO.....	6
Bienvenido.....	6
Su audífono.....	6
Modelo F2 con pilas recargables plata-cinc:	7
El cargador.....	7
Información importante de seguridad.....	9
EL AUDÍFONO.....	11
Indicaciones de uso.....	11
Audífonos con pilas recargables.....	11
Utilización prevista.....	11
La pila de cinc-aire.....	11
Indicación de que se está agotando la pila.....	12
Cómo cambiar la pila.....	12
Compartimento de pila de antimanipulación.....	13
La pila de plata-cinc.....	14
Cómo cambiar la pila recargable.....	14
Cómo recargar los audífonos.....	15
Señales sonoras.....	16
Audífono opuesto perdido.....	16
Cómo distinguir entre derecho e izquierdo.....	17

Cómo encender y apagar el audífono.....	17
Cómo ponerse y quitarse el audífono.....	17
Cómo quitar el audífono.....	18
Programas.....	18
El programa Zen.....	20
El ajuste de sonido y programa.....	21
Cómo utilizar un teléfono con los audífonos.....	22
CÓMO EMPAREJAR SU AUDÍFONO Y SMARTPHONE.....	23
LIMPIEZA.....	24
Herramientas.....	24
Cómo limpiar el audífono.....	24
ACCESORIOS.....	26
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES.....	27
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	28
INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN.....	31
Directivas UE.....	31
Directiva 2014/53/UE.....	31
Información sobre la eliminación de residuos.....	31
Declaraciones FCC e IC.....	32
SÍMBOLOS.....	35

SU AUDÍFONO

Bienvenido

Permítanos agradecerle su confianza en nuestros productos.

Utilice su audífono con regularidad, aunque al principio le cueste acostumbrarse a llevarlo. De no usarlo con frecuencia, no obtendrá el beneficio máximo de su audífono.

NOTA


Su audífono y accesorios pueden ser distintos a los que se muestra en estas instrucciones. Además, nos reservamos el derecho a hacer los cambios que consideremos necesarios.

Su audífono

Modelo F2 con pila cinc-aire:



1. Botón pulsador
2. Uñero
3. Cable earwire




4. Compartimento de la pila
5. Identificación izquierdo/derecho Una etiqueta azul indica el audífono izquierdo y una roja el derecho.

Modelo F2 con pilas recargables plata-cinc:



1. Botón pulsador
2. Compartimento de pila
3. Cable earwire

El cargador



1. Puerto de carga
2. LED



Cable USB (para la conexión con un adaptador de alimentación certificado. Vea la sección "Adaptadores de alimentación certificados para soluciones recargables").

NOTA

Utilice siempre el cargador en interiores.

NOTA

No deje nunca el cargador al sol y no lo sumerja en agua.

Información importante de seguridad

Lea atentamente estas páginas antes de empezar a utilizar el audífono.



Los audífonos y sus pilas pueden ser peligrosos si son ingeridos o mal utilizados. La ingestión o el mal uso pueden resultar en lesiones graves e incluso pueden causar la muerte de la persona. En caso de ingestión, contacte inmediatamente con su número local de emergencia o con un hospital.



Quítese los audífonos si no los está usando. Esto permitirá que se ventile su canal auditivo y ayuda a evitar infecciones.



Contacte con su médico o audioprotesista si sospecha que puede tener una infección o reacción alérgica en el oído.



Contacte con su audioprotesista si el audífono no le parece cómodo, o si no se adapta bien en su oído y si le causa molestias, irritación, enrojecimiento, etc.



Quítese los audífonos antes de ducharse, ir a nadar o si va a utilizar un secador para el cabello.



Quítese los audífonos mientras se aplica perfume, sprays, geles, lociones o cremas.



No seque sus audífonos en un microondas, ya que esto los dañará.



No utilice nunca los audífonos de otras personas y no permita nunca que otros usen los de usted, ya que esto podría dañar su audición.



No utilice nunca sus audífonos en lugares donde pueda haber gases explosivos, como por ejemplo en minas, etc.



Mantenga los audífonos, sus piezas, accesorios y pilas fuera del alcance de los niños y de personas con discapacidades mentales..



No intente nunca desmontar o reparar el audífono usted mismo. Póngase en contacto con el audioprotesista si necesita que le reparen los audífonos.



Sus audífonos tienen integrada una tecnología de comunicación de radio. Tenga siempre en cuenta el entorno donde los está utilizando. En caso de haber restricciones, deberá cumplir con éstas.



Tenga en cuenta que la transmisión de sonido a sus audífonos puede impedir que escuche otros sonidos importantes, como por ejemplo alarmas o el sonido del tráfico. En este tipo de situaciones, mantenga siempre el volumen del sonido transmitido a un nivel adecuado.



Su audífono es muy potente y puede reproducir sonidos que sobrepasan los 132 dB. Por ello, puede haber un riesgo de que su audición restante sufra daños..



No exponga sus audífonos a temperaturas extremas o a un nivel de humedad alto. Séquelos rápidamente si se le han mojado o si transpira mucho.

Sus audífonos deben ser almacenados y transportados dentro de un rango de temperatura y humedad de -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) y a 10%-95% rH.

Sus audífonos han sido desarrollados para que puedan operar dentro de un rango de temperatura, humedad y presión atmosférica de 0°C (32°F) a 50°C (122°F), 10%-95% rH y 750 a 1060 mBar.

Puede consultar hojas de datos e información técnica adicional en: <http://global.widex.com>

EL AUDÍFONO

Indicaciones de uso

Estos audífonos son indicados para personas con pérdida auditiva desde mínima (10 dB HL) a severa y profunda (100 dB HL) y todas las configuraciones de pérdida auditiva.

Los dispositivos deben ser programados por profesionales de la audición (audioprotesistas, especialistas de la audición y otorrinolaringólogos) especializados en la (re)habilitación auditiva.

Audífonos con pilas recargables

Los audífonos con pilas recargables NO deben ser utilizados por niños menores de cuatro años de edad o personas con discapacidad mental.

Utilización prevista

Los audífonos son dispositivos de amplificación por vía aérea para su uso en entornos de escucha de la vida cotidiana. Los audífonos pueden estar dotados del programa Zen. El objetivo del programa Zen es proporcionar un fondo sonoro relajante (es decir, una fuente de música/ruido) para adultos que deseen escuchar sonidos de este tipo en ambientes silenciosos.

La pila de cinc-aire

Utilice **una pila de cinc-aire del tipo 312** para su audífono.

Utilice siempre una pila nueva del tipo recomendado por su audioprotesista.

NOTA

Compruebe que la pila está completamente limpia y libre de residuos antes de introducirla en el audífono. De no ser así, el audífono puede no funcionar bien.



No intente nunca recargar una pila de cinc-aire, ya que pueden explotar.



No deje nunca una pila agotada en el audífono. Ésta podría tener fugas y dañar su audífono.




Deshágase de las pilas agotadas según lo indicado en el embalaje y tenga en cuenta la fecha de caducidad.

Indicación de que se está agotando la pila

Cuando la pila está agotada, el audífono emite una señal sonora. No obstante, puede no escuchar un aviso de pila agotada si la pila se agota repentinamente. Recomendamos tener siempre pilas adicionales a mano.

Cómo cambiar la pila

Haga lo siguiente:



Retire la etiqueta adhesiva de la pila nueva y compruebe que no quedan restos de pegamento en la pila. Permita que la pila se ventile durante 60 segundos.

Utilice el uñero para abrir con cuidado el compartimento de pila y retirar la pila agotada.




Después, coloque la pila en el compartimento como se muestra en la ilustración. Cierre el compartimento de pila. Si no es fácil cerrar el compartimento de pila, ésta no está bien colocada. Si no va a utilizar el audífono durante varios días, saque la pila.

NOTA

Evite que se le caiga el audífono al suelo. Cambie siempre la pila encima de una superficie blanda.

Compartimento de pila de antimanipulación

Si el audífono va a ser utilizado por un niño o una persona con discapacidad mental, puede pedir a su audioprotesista que sustituya el compartimento de pila habitual con uno antimanipulación.



Para abrir el compartimento de pila, utilice la herramienta especial que ha recibido y siga el procedimiento mostrado en la ilustración.

NOTA

Si utiliza pilas del tipo plata-cinc para sus audífonos, no podrá acceder a esta opción.

La pila de plata-cinc

Utilice **una pila de plata-cinc del tipo 312** para su audífono.

Utilice siempre una pila nueva suministrada por su audioprotesista.



Deshágase de las pilas agotadas según lo indicado en el embalaje y tenga en cuenta la fecha de caducidad.

NOTA

Recargue las pilas antes de utilizar los audífonos.

NOTA

Si no va a utilizar los audífonos durante varios días, retire las pilas del compartimento de pila.

NOTA

Las pilas recargables duran aproximadamente un año. Pida a su audioprotesista que las cambie cuando sea necesario.

Cómo cambiar la pila recargable

Para cambiar **la pila recargable** haga lo siguiente:

Abra el compartimento de pila.





Coloque la pila en el compartimento de pila con el lado dorado hacia arriba. Después, cierre el compartimento de pila.

NOTA

También puede utilizar una pila de cinc-aire para su audífono.


NOTA

Evite que se le caiga el audífono al suelo. Cambie siempre la pila encima de una superficie blanda.

NOTA

Si necesita ayuda para cambiar la pila recargable, consulte a su audioprotesista.

Cómo recargar los audífonos



Conecte el cable USB al cargador y al enchufe.



Sujete el audífono por el cable y colóquelo con cuidado en el puerto de carga. El diodo verde empezará a parpadear en cuanto se empiecen a cargar las pilas de sus audífonos. Una vez cargadas las pilas, el diodo verde cesará de parpadear y solo verá una luz verde.

NOTA

Cargue siempre las pilas de plata-cinc a temperaturas entre 10°C (50°F) y 40°C (104°F).

NOTA

No deje los audífonos en el cargador una vez cargadas las pilas, a no ser que éste esté conectado a la red ya que, de no ser así, se descargarán las pilas.

Señales sonoras

Su audífono emite sonidos para informarle de que se han activado ciertas funciones o de que ha cambiado de programa. Estos sonidos pueden ser mensajes de voz o tonos.

Pida a su audioprotesista que desactive estos sonidos si no los necesita.

Audífono opuesto perdido


(*Sólo en modelos seleccionados)

Su audioprotesista puede activar una función que le avisa si uno de los audífonos pierde el contacto con el otro. Oirá un mensaje.


Cómo distinguir entre derecho e izquierdo

El audífono derecho tiene una marca roja. El izquierdo tiene una azul.

Cómo encender y apagar el audífono



Para encender el audífono, cierre el compartimento de la pila. El audífono emitirá una señal sonora para indicar que está encendido, a no ser que el audioprotesista haya desactivado esta función.



Para apagar el audífono, abra el compartimento de pila hacia abajo.

NOTA

No olvide apagar el audífono cuando no lo use.


Cómo ponerse y quitarse el audífono



1. Introduzca el adaptador de oído en el canal auditivo mientras sujeta la parte inferior del tubo/cable. A veces, puede ser de ayuda tirar del pabellón auditivo hacia arriba y atrás al mismo tiempo.
2. Coloque el audífono detrás del oído. El tubo debe quedar bien colocado en el oído, cerca de su cabeza.

Es posible adaptar su audífono de modo que utilice distintos tipos de juego adaptador de oído. Vea las instrucciones de uso de éste si necesita más información sobre su juego adaptador de oído.

Cómo quitarse el audífono



Empiece quitándose el audífono de detrás del oído. Después, retire el adaptador de oído del canal auditivo mientras sujeta la parte inferior del tubo/cable.

Programas

PROGRAMAS	Uso
Universal	para el uso diario
Silencio	programa especial para escuchar en entornos silenciosos
Transporte	para escuchar en situaciones con ruido de automóviles, trenes, etc.
Urbano	para escuchar en situaciones con niveles de sonido diferentes (en supermercados, puestos de trabajo con mucho ruido, etc.)

PROGRAMAS	Uso
Fiesta	para escuchar en situaciones con muchas personas hablando al mismo tiempo
Música	para escuchar música
T	con este programa, puede escuchar a través de la bobina inductiva del audífono, lo cual le permite escuchar directamente el sonido sin ruido de fondo (requiere un sistema de bucle magnético)
M+T	Este programa es una combinación del micrófono y la bobina inductiva Escucha la fuente de sonido, pero también puede oír otros sonidos
PROGRAMAS ESPECIALES	Uso
Zen	reproduce tonos o ruido para un fondo sonoro relajante
Teléfono	este programa ha sido desarrollado para escuchar las conversaciones telefónicas

PROGRAMAS SELECTOR IN-TELIGENTE **Uso**

Zen+ este programa es similar a Zen, pero le permite elegir entre varios tipos de tonos o ruido

NOTA

Los nombres de programa indicados en la lista son los nombres predeterminados. El audioprotésista puede elegir otro nombre de una lista de nombres preseleccionados. Esto le facilitará la elección del programa adecuado para cada situación de escucha.

Según su pérdida auditiva, el audioprotésista puede activar la función Extensor de audibilidad. Consulte a su audioprotésista para ver si usted se puede beneficiar de ésta.

Si sus necesidades y preferencias cambian con el tiempo, el audioprotésista puede cambiar su selección de programas.

El programa Zen

Su audífono puede contar con un programa de escucha opcional único denominado Zen. Zen reproduce tonos musicales (o un sonido zumbante) de fondo.



Si percibe una reducción de la intensidad, su tolerancia hacia los sonidos, si el habla es menos clara o si el tinnitus empeora, póngase en contacto con el audioprotésista.



El uso del programa Zen puede afectar a la audición de los sonidos que le rodean, incluida el habla. No debe utilizar el programa Zen cuando sea importante poder oír estos sonidos. En situaciones de este tipo, seleccione un programa que no sea Zen.

El ajuste de sonido y programa

Si utiliza dos audífonos, su audipotesista puede programar el selector del audífono de dos modos diferentes:

Como selector de programa dedicado:

Cambie de programa pulsando el botón. Para acceder a los programas SmartToggle, mantenga pulsado el selector durante más de un segundo (esta función es opcional). Una vez que haya accedido a su programa SmartToggle, puede cambiar de estilo Zen pulsando brevemente el selector.

Para que solo funcione como control del sonido:

Pulse el selector de su audífono derecho si desea incrementar la audibilidad y el volumen del sonido. Si desea reducir el volumen o que el sonido sea más confortable, pulse el selector del audífono izquierdo.

Una pulsación larga (más de un segundo) en cualquiera de los audífonos silenciará el sonido. Para activar de nuevo el sonido, pulse brevemente el botón de su audífono derecho (este ajuste es opcional).

Para que funcione tanto como ajuste del sonido, como de programa:

Si cuenta con esta opción, pulse el selector de su audífono derecho si desea incrementar la audibilidad y el volumen del sonido. Si desea reducir el volumen o que el sonido sea más confortable, pulse el selector del audífono izquierdo. Una pulsación larga del selector de cualquiera de los audífonos cambiará de programa.

Si solo tiene un audífono, una pulsación larga del selector cambiará de programa, mientras que una larga le permitirá acceder a los programas SmartToggle.

Cómo utilizar un teléfono con los audífonos



Al hablar por teléfono, mantenga el auricular angulado, por encima del propio canal auditivo, en vez de sujetarlo directamente contra el oído.

CÓMO EMPAREJAR SU AUDÍFONO Y SMARTPHONE

Para emparejar sus audífonos con su smartphone, debe iniciar los audífonos. Haga lo siguiente:

1. Reinicie los audífonos abriendo y cerrando el compartimento de pila.
2. Mantenga los audífonos cerca de su teléfono y siga las instrucciones en la pantalla del teléfono.
3. Ahora, los audífonos y su smartphone están listos para su uso.


NOTA

Los audífonos solo permanecen en el modo de emparejamiento durante tres minutos después de haberlos reiniciado. Si no los empareja a tiempo, puede ser necesario volver a reiniciarlos.

LIMPIEZA

Herramientas

Recibirá las herramientas siguientes con su audífono.



1. Paño
2. Cepillo
3. Herramienta anticerumen larga
4. Herramienta anticerumen corta
5. Imán para la pila

Cómo limpiar el audífono

La limpieza diaria del audífono hará que sea más eficaz y más cómodo de usar.



Limpie el audífono con un paño suave (como por ejemplo el que ha recibido de su audioprotesista). Si las aperturas del micrófono están bloqueadas, contacte con su audioprotesista.

Seque rápidamente su audífono si se le ha mojado o si transpira mucho. Algunos usuarios utilizan un deshumidificador especial, como por ejemplo Wi-dex Dry-Go, para mantener sus audífonos secos y limpios. Consulte a su audioprotesista para ver si es lo adecuado para usted.

Deje el compartimento de pila abierto para que se ventile el audífono. Si necesita más información sobre cómo limpiar el adaptador de oído, consulte las instrucciones de uso de éste.



No utilice ningún tipo de líquidos o desinfectantes para limpiar su audífono.



Limpie y revise su audífono todos los días después de su uso para asegurarse de que está intacto. Si se rompe el audífono mientras lo lleva puesto, y si hay pequeños fragmentos dentro de su canal auditivo, contacte con el médico. No intente nunca sacar los fragmentos del oído usted mismo.

ACCESORIOS

Puede utilizar una gran variedad de accesorios con su audífono. Para ver si se puede beneficiar del uso de algún accesorio, contacte con su audioprotesista.

Nombre	Uso
RC-DEX	Control remoto
TV-DEX	Para escuchar el sonido del televisor y de un equipo de audio
PHONE-DEX	Para el uso fácil de un teléfono fijo
FM+DEX	Para la transmisión de señales de FM y audio
T-DEX	Para conectar los audífonos a los teléfonos móviles mediante la bobina inductiva
UNI-DEX	Para conectar los audífonos a los teléfonos móviles.
CALL-DEX	Para una conexión sencilla a los móviles
COM-DEX	Para una conexión inalámbrica a los móviles y otros dispositivos por Bluetooth
COM-DEX Re- mote Mic	Ayuda al usuario a escuchar el habla en situaciones de escucha difíciles.

Solo en algunos países

COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES

Puede ver una lista de smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles en:

<http://global.widex.com>

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En estas páginas puede ver consejos sobre qué hacer si su audífono deja de funcionar, o si no funciona como es debido. Si persiste el problema, contacte con su audioprotesista

Problema	Causa posible	Solución
No hay sonido en el audífono	No está encendido	Asegúrese de que el compartimiento de pila está bien cerrado
	La pila no funciona	Cambie la pila
El volumen del audífono no es lo suficientemente fuerte	Su oído está bloqueado por cerumen	Póngase en contacto con el médico
	Su audición puede haber cambiado	Contacte con su audioprotesista
El audífono pita continuamente	Su oído está bloqueado por cerumen	Póngase en contacto con el médico
Sus dos audífonos no están sincronizados	Se ha perdido la conexión entre los dos audífonos	Apáguelos y vuelva a encenderlos

Problema	Causa posible	Solución
El audífono no responde cuando se hacen cambios con el dispositivo de control	<ul style="list-style-type: none"> a. El dispositivo está fuera de su radio de transmisión b. Hay interferencias electromagnéticas importantes en el entorno c. El dispositivo y los audífonos no están alineados 	<ul style="list-style-type: none"> a. Acerque el dispositivo a los audífonos b. Aléjese de la fuente de interferencias electromagnéticas c. Consulte al audioprotesista para ver si el dispositivo está alineado con los audífonos
Oye habla interrumpida o intermitente de los audífonos, o no oye habla desde el audífono opuesto	<ul style="list-style-type: none"> a. Se ha agotado la pila de uno de los audífonos b. Hay interferencias electromagnéticas importantes en el entorno 	<ul style="list-style-type: none"> a. Cambie las pilas de los audífonos b. Aléjese de la fuente de interferencias electromagnéticas

NOTA

Esta información sólo cubre el audífono. Consulte el manual "Adaptadores de oído para audífonos Widex" para ver información específica sobre su adaptador de oído. Si persisten los problemas, póngase en contacto con el audioprotesista

Información adicional para audífonos con pilas recargables de plata-cinc:

LEDs en el cargador	Causa posible	Solución
No se ilumina	El audífono no está bien colocado en el cargador	Compruebe que los audífonos están bien colocados en el cargador.
	El cargador no está conectado	Compruebe que el cable USB está conectado a la red de suministro
Uno o ambos LEDs son rojos	No se carga la pila	Compruebe que la pila es una pila recargable ZPower y no una pila no recargable de cinc-aire
Ambos LEDs parpadean con una luz roja	La temperatura se encuentra fuera del rango indicado Se iniciará la carga en cuanto la temperatura esté dentro del rango indicado	Traslade el cargador a un entorno con una temperatura entre 10°C (50°F) y 40°C (104°F)

NOTA

Si persisten los problemas, póngase en contacto con el audioprotesista

INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN

Directivas UE

Directiva 2014/53/UE

Por medio de la presente Widex A/S declara que el B-F2 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU.

El audífono B-F2 tiene integrado un transmisor de radio que opera a: 10,6 MHz, -54 dB μ A/m @10 m 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

Puede ver una copia de la Declaración de conformidad según 2014/53/EU en:

<http://global.widex.com/doc>



N26346

Información sobre la eliminación de residuos

No se deshaga de los audífonos, los accesorios para audífonos o las pilas con los residuos domésticos.

Los audífonos, las pilas y los accesorios para audífonos se deben eliminar en lugares destinados para la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También puede entregárselos a su audioprotesista para que éste se encargue de eliminarlos de un modo seguro.

Declaraciones FCC e IC

FCC ID: TTY-BF2

IC: 5676B-BF2

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-dex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SÍMBOLOS

Éstos son los símbolos utilizados habitualmente por Widex A/S para el etiquetado de productos sanitarios (instrucciones de uso, etiquetas, etc.).

Símbolo Título/descripción



Fabricante

El producto ha sido producido por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican al lado del símbolo. Si procede, también se puede indicar la fecha de fabricación.



Número de catálogo

El número de catálogo del producto (artículo).



Consultar las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso contienen información cautelar importante (avisos/precauciones) y es necesario leerlas antes de utilizar el producto.



Aviso

Se debe leer todo texto marcado con un símbolo de advertencia antes de usar el producto.



Marca RAEE

"No tire el dispositivo a la basura" Cuando necesite deshacerse de un producto, debe enviarlo a lugares de recogida designados para el reciclaje y recuperación, para así evitar dañar el medio ambiente o la salud humana como causa de la presencia de sustancias peligrosas.

Símbolo Título/descripción



Marca CE

El producto está en conformidad con los requisitos establecidos en las directivas europeas sobre el marcado CE.



Marca RCM

El producto cumple con los requisitos reguladores de compatibilidad electromagnética (EMC), seguridad eléctrica y de espectro de radio establecidos para los productos suministrados a los mercados de Australia y Nueva Zelanda.



Interferencia

Pueden producirse interferencias electromagnéticas en las zonas adyacentes al producto.



Widex A/S

Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngby, Dinamarca

<http://www.global.widex.com>

CE 0459

Número de manual:

9 514 0416 004 #02

Fecha de emisión:

2018-05

