

# widex mind<sup>TM</sup> 330

le plaisir d'entendre



**WIDEX**<sup>®</sup>  
high definition hearing

# *Le plaisir d'entendre*

Widex est fière de présenter la série d'aides auditives mind™330, qui met l'accent sur le plaisir d'entendre tout en privilégiant la simplicité, le confort et un son exceptionnel. mind330 possède une technologie auditive sophistiquée et une palette de caractéristiques qui vous permettent de profiter d'un monde sonore plus riche, simplement et naturellement.

## **Le Double TIS**

Cette technologie Double TIS, véritable cœur du mind330 a été spécialement conçue pour reproduire un son agréable, même en environnement très difficile.



La série mind™330

Avant que le son n'atteigne vos oreilles, toutes les informations concernant votre déficience auditive et votre situation d'écoute immédiate sont rassemblées et évaluées. Selon vos préférences et vos besoins auditifs, le son est ensuite traité afin de garantir la meilleure qualité sonore possible. Où que vous soyez, et quel que soit votre environnement, le Double TIS permet à mind330 de s'adapter en conséquence.



# *Un son exceptionnel*

Vous bénéficiez avec mind330 de la qualité sonore inégalée de Widex®. Produit d'un demi-siècle de recherche, de développement et d'expériences réalisées auprès des utilisateurs, la série des aides auditives mind offre une performance de référence, que vous apprécierez dans votre vie quotidienne.

## **Ecouteur 2 voies ClearBand**

Dans le domaine de la Hi-Fi, on préfère les enceintes à deux voies pour offrir le meilleur son possible sur l'ensemble des fréquences. En utilisant deux membranes différentes, l'une d'entre elles peut être dédiée aux sons graves et l'autre aux sons aigus. Mais deux membranes prennent beaucoup de place, et c'est la raison pour laquelle jusqu'à ce jour cela était difficilement applicable à une aide auditive.

Cela est désormais possible sur le modèle mind330 *m*-CB grâce à l'écouteur 2 voies ClearBand qui comprend deux membranes différentes dans une seule petite unité. Cette nouvelle technologie vous offre une plus large gamme de sons et une qualité sonore exceptionnellement claire et naturelle.

## La transposition fréquentielle

Les détails sonores de l'environnement et de la parole sont des facteurs importants pour l'obtention d'un son exceptionnel et d'une écoute agréable. Or, une déficience auditive ne permet pas toujours d'entendre les détails de fréquence aiguë que contiennent, par exemple, le chant des oiseaux et la musique.

La transposition fréquentielle transpose automatiquement ces sons dans votre champ d'audition. Même les détails perdus de la parole sont plus faciles à entendre. On obtient un son plus complet contenant davantage de détails.

## Le système de gestion du signal de sortie TruSound

### Des sons équilibrés

Le système de gestion du signal de sortie TruSound aide à garantir que la transition entre les environnements sonores soit aussi douce et rapide que possible. La philosophie de Widex est que :

- les sons faibles, tel que l'eau qui coule, doivent être audibles, mais rester faibles
- la parole normale, lors d'un dialogue par exemple, doit être audible et intelligible
- les sons forts, telle une foule, doivent être audibles, mais non inconfortables à écouter.

# *Confort et simplicité*

Outre l'importance d'obtenir une excellente restitution sonore, les personnes appareillées mentionnent également la simplicité et le confort comme deux critères essentiels de totale satisfaction dans l'utilisation de leurs aides auditives. La série mind™330 de Widex répond à ces attentes grâce à un programme principal et à des caractéristiques sur mesure, tels SmartSpeak et Zen.

## **Le programme principal**

Le programme principal d'une aide auditive correspond à un jeu standard de paramètres, qui contrôlent le son et la performance de l'aide auditive. Le programme principal de mind330 a été conçu de façon à répondre aux souhaits de l'utilisateur typique, qui veut pouvoir apprécier les sons environnementaux faibles, entendre en environnements variés et se sentir à l'aise en lieux bruyants.

Afin de rendre l'écoute agréable et facile, mind330 s'adapte en douceur et automatiquement aux environnements dans lesquels vous vous trouvez tout au long de la journée en tenant compte des paramètres du programme principal.

## **SmartSpeak, le générateur de messages vocaux**

Les nombreuses caractéristiques et les nombreux programmes de mind330 ont été conçus pour que votre expérience auditive soit la meilleure possible. Cependant, se souvenir de la façon dont on modifie les réglages ou de la façon dont on change de programme est souvent difficile. Grâce à SmartSpeak, une caractéristique très simple,

vous n'aurez aucun doute quant à l'utilisation de votre aide auditive.

SmartSpeak utilise des messages enregistrés vocaux et faciles à entendre pour vous informer des fonctions de mind™330 comme lorsque la pile est épuisée ou que vous avez changé de programmes.

Vous pouvez également choisir d'utiliser Smart-Tone qui, au lieu d'émettre des messages vocaux, émet des bips sonores pour indiquer les fonctions que vous avez sélectionnées.


## **Zen**

Zen est un programme de sons et de relaxation. Il joue des sons harmoniques aléatoires (appelés harmonies Zen) que vous pouvez écouter pour votre plaisir. Ces harmonies peuvent être personnalisées par votre audioprothésiste afin de correspondre à vos préférences, tandis que le rythme, le volume et la tonie peuvent être réglés afin de contrôler la façon dont vous écoutez.

Zen peut également être programmé de façon à jouer une harmonie de bruits qui pourront être utiles pour gérer les effets des acouphènes.


# Les couleurs

Les aides auditives mind™330 existent en six couleurs. Les couleurs, allant de noir de jais à bronze soyeux, apportent une touche élégante au design discret de mind330.



## 19 – Couleurs de base


---



## m / 9 – Couleurs de base

---





Brun cappuccino

Noir de jais

Bronze soyeux


Gris titan

Beige chaud

Gris argent

Gris foncé

Les grilles des microphones



Beige chaud

Brun cappuccino

Bronze soyeux

m - Coque inférieure / Brun

## *Les modèles*

Il existe une grande variété de modèles mind330 pour convenir à tous les types de surdités. Du contour puissant, mini et micro, très discret, à l'intra-profond et à l'intra-auriculaire, la série mind330 a un modèle pour vous.



### **Les grilles des micro-phones**

Disponible pour le modèle 19 uniquement.



## *m*

Un micro contour extrêmement discret et qui est l'une des plus petites aides auditives Widex disponibles actuellement. Recommandé pour les surdités légères à moyennement sévères.



## 9

Un contour au design compact. Recommandé pour les surdités légères à sévères.



## 19

Un contour au design compact qui transmet le son par l'intermédiaire d'un embout personnalisé. Recommandé pour les surdités moyennes à sévères/profondes.



## X

Un intra-auriculaire qui s'adapte discrètement dans l'oreille ou dans le conduit auditif. Recommandé pour les surdités légères à moyennement sévères.



## CIC (*intra-profond*)

Un CIC (intra-profond) qui se positionne dans le conduit auditif et qui est pratiquement invisible. Recommandé pour les surdités légères à moyennement sévères.



# widex mind<sup>TM</sup> 330

le plaisir d'entendre

A travers son originalité, sa persévérance et sa fiabilité, Widex a pour mission de développer des aides auditives performantes permettant aux malentendants de communiquer sur un pied d'égalité avec les normo-entendants.

Widex et mind sont des marques déposées de Widex A/S



[www.widex.com/mind330](http://www.widex.com/mind330)



Printed by FB / 2011-01  
9 502 1501 003 #02



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C005720