


WIDEX CLEAR™ 440

STAY IN SYNC WITH LIFE



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING



ПРИРОДА ДАЛА
ЧЕЛОВЕКУ **ДВА**
УХА, ЧТОБЫ ОНИ
РАБОТАЛИ
СИНХРОННО



МИР ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗВУКОВ

Природа дала человеку два уха, чтобы они работали синхронно.

Подобно ушам, новые слуховые аппараты WIDEX CLEAR™440 тоже обмениваются данными. Мгновенно и постоянно.

Этот процесс в CLEAR440 происходит полностью в беспроводном режиме. Все функции в слуховых аппаратах регулируются плавно и незаметно. Таким образом, Вы можете наслаждаться максимально естественным звучанием.

ГИБКОСТЬ

Благодаря беспроводной работе слуховых аппаратов CLEAR440, Вы можете с помощью ряда уникальных аксессуаров справляться со сложными акустическими ситуациями. Например, при просмотре телевизора, прослушивании музыки или разговоре по мобильному телефону.

Кроме этого, слуховые аппараты CLEAR440 можно настроить в соответствии с Вашими предпочтениями. Ваш специалист поможет подобрать модель, наиболее соответствующую Вашим потребностям.

Звучание остается естественным во всех ситуациях. Таким, каким оно должно быть.

МОДЕЛИ И ЦВЕТА

Серия слуховых аппаратов WIDEX CLEAR™440 представлена полным модельным рядом, включающим четыре заушные и две внутриушные модели.

Ваш специалист поможет подобрать наиболее подходящую модель, с учетом Вашего нарушения слуха.











Все заушные модели доступны в шести стандартных цветах Widex.

Стандартные расцветки

	Тепло-бежевый		Черная полночь
	Тепло-шелковый		Титановый серый
	Коричневый капучино		Зимний серебристый

Самая маленькая заушная модель, CLEAR440-PA, и самая гибкая заушная модель, CLEAR440-FS, доступны в восьми дополнительных цветах!

Дополнительные расцветки

	Золотой летний		Ярко-розовый
	Медно-коричневый		Зеленый лайм
	Перламутрово-белый		Насыщенный красный
	Голубой металлик		Бирюзовый

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Компания Widex прекрасно понимает, что Вы хотите получить как можно более естественное звучание. Поэтому мы гордимся своей репутацией производителя высококачественных слуховых аппаратов с превосходным звучанием.

При разработке слуховых аппаратов CLEAR440 мы уделили особое внимание качеству звучания. Благодаря оптимизации процесса обмена данными между слуховыми аппаратами в CLEAR440, звучание максимально приблизилось к естественному.

“CLEAR440 – лучший слуховой аппарат, который у меня когда-либо был”

(Мужчина, 76 лет)



ЕСТЕСТВЕННЫЙ И БЕСПРОВОДНОЙ



Для того чтобы максимально использовать преимущества широкого ряда передовых функций, в слуховых аппаратах CLEAR440 применяется новая беспроводная технология WidexLink. Благодаря этому оба слуховых аппарата всегда обмениваются данными. Точно так же, как два уха.

Всегда на связи

Слуховые аппараты CLEAR440 реагируют без задержки каждый раз, когда Вы оказываетесь в новой акустической ситуации или выбираете другую программу прослушивания.

Если Вы потеряли один из слуховых аппаратов или батарейка почти полностью отслужила свой срок, CLEAR440 сразу сообщит Вам об этом.

Другими словами, наша беспроводная технология обеспечивает реальное звучание в реальном времени.

“Слуховой аппарат работает превосходно. Звучание остается четким”

(Мужчина, 76 лет)

КОМФОРТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Для пользователей слуховых аппаратов слушание может быть затруднительным даже в идеальных условиях. Особые трудности возникают при переходе из одной звуковой обстановки (тихой) в другую (шумную).

Слуховой аппарат CLEAR440 решает эту проблему, обеспечивая комфортный и плавный переход из одной обстановки в другую – из тихой обстановки в обстановку, где присутствует речь или шум. Благодаря этому звучание становится более детальным, естественным и четким.

Четкое звучание


Пользователи слуховых аппаратов всегда сталкивались с трудностями при распознавании шума и речи. Усилитель Речи IE в слуховых аппаратах CLEAR440 оптимизирует понимание речи в шумных обстановках и обеспечивает необходимую четкость звучания речи.

Подобно воронке, внешняя часть уха, т.е. ушная раковина, улавливает звуки. Таким образом, ушная раковина помогает определять направление поступающих звуков. Для пользователей слуховых аппаратов это может быть затруднительным. Слуховые аппараты CLEAR440 оснащены уникальной Цифровой Ушной Раковиной, помогающей определять направление, из которого поступают звуки.

Снижение шума ветра

Шум ветра является распространенной проблемой при использовании слухового аппарата. Компания Widex разработала новую и улучшенную защиту для микрофона, которая помогает существенно уменьшить шум ветра, чтобы звуковосприятие оставалось комфортным даже на улице.*

*В некоторых моделях.



“Теперь я могу не поворачивать голову, чтобы понять, что именно говорит мой муж”

(Женщина, 69 лет)

СВОБОДА ВЫБОРА



Благодаря набору уникальных функций, слуховые аппараты можно настроить в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями.

- Функция FreeFocus позволяет определить направление поступающих звуков. Теперь Вы можете сосредоточиться на звуках, поступающих из определенных направлений – спереди, сзади, слева и справа – не поворачивая голову.
- Функцию PHONE+ Вы можете использовать при разговоре как по стационарному, так и по мобильному телефону, и сигналы будут поступать одновременно в оба слуховых аппарата.
- Если Вы хотите отдохнуть, используйте уникальную программу IE Zen, которая проигрывает гармонические тоны в случайном порядке в режиме стерео. Zen также доказала свою эффективность при тиннитусе.
- Кроме этого, функция речевых сообщений SmartSpeak™ информирует Вас о состоянии функций слуховых аппаратов – например, о низком заряде батареи и выбранной программе прослушивания. Также существует возможность получения предупреждений в форме звуковых сигналов. *

Таким естественным и четким звуковосприятие еще никогда не было.

*В некоторых моделях.



ЧЕТКОЕ **ВОСПРИЯТИЕ** ЗВУКОВ

С помощью вспомогательных устройств, совместимых со слуховыми аппаратами CLEAR440, Вы можете расширить восприятие звуков.

Мир четких звуков

Для пользователей слуховых аппаратов просмотр телевизора может вызывать определенные затруднения в виде задержки звука или присутствия эха. Устройство TV-DEX обеспечивает прямую передачу в CLEAR440 высококачественного звука без задержки. Более того, беспроводная технология устраняет эхо, чтобы Вы могли наслаждаться непрерывным звуком в течение десяти часов без подзарядки батареек.

Также существует возможность отключить микрофоны слуховых аппаратов, чтобы окружающие звуки не мешали Вам воспринимать звук, поступающий из телевизора.

“TV-DEX работает удивительно хорошо; результат впечатляет.”

(Мужчина, 72 года)

Используя устройство TV-DEX, Вы также можете слушать музыку через стереосистему или другое аудиооборудование.

Устройство M-DEX позволяет Вам использовать слуховые аппараты как беспроводную головную гарнитуру. Вы можете установить связь с любым мобильным телефоном. Таким образом, разговаривая по мобильному телефону, звук поступает напрямую в слуховые аппараты.

Еще одна уникальная функция устройства M-DEX – это возможность отключения микрофонов слуховых аппаратов 'Room Off'. Эта функция временно отключает микрофоны слуховых аппаратов, что позволяет слышать только звуковой сигнал из мобильного телефона без мешающих окружающих звуков. Эту функцию можно всегда легко отключить.

Простое и удобное устройство RC-DEX представляет собой пульт дистанционного управления, с помощью которого Вы можете управлять функциями слуховых аппаратов простым нажатием клавиш. RC-DEX – компактное и очень простое в использовании устройство.

Дизайн всех устройств DEX обеспечивает простоту и удобство в использовании. Например, все функции регулируются нажатием легко узнаваемых клавиш.

Используя устройства DEX вместе со слуховыми аппаратами CLEAR440, Вы находитесь всего в одном нажатии от беспроводного мира естественных звуков.



WIDEX CLEAR™ 440

STAY IN SYNC WITH LIFE

НАША МИССИЯ – С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНОСТИ, **ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ** И **НАДЕЖНОСТИ** СОЗДАТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЮДЯМ С **НАРУШЕНИЯМИ** СЛУХА ТАКИЕ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НОРМАЛЬНО СЛЫШАЩИЕ ЛЮДИ.

Widex, Widex clear440 и WidexLink
являются торговыми марками компании Widex A/S



Printed by KLS/2011-02
9 502 1797 032 #02

