

RC-DEX

簡単で直感的に操作可能



* カラーはシルバー。

1. LED インジケータ
2. 音量上昇
3. リスニングプログラム切替
4. 音量下降

RC-DEX
価格：21,000円 (税込)

ワイデックス株式会社
製造販売元 ワイデックス株式会社
本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田セントラルタワー
TEL 0120-332-604 FAX 0120-332-394
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
<http://www.widexjp.co.jp>

WWW.WIDEX.COM



Printed by FB/2011-04
9 502 1838 016 #01



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

RC-DEX

補聴器用リモートコントロール



DEX[™]
A WIRELESS WORLD

扱いやすく小さな リモコン

ワイデックスの小さなリモコンRC-DEXが、補聴器をさらに便利にします。

RC-DEX

RC-DEXはおしゃれでコンパクト、そしてとても使いやすい補聴器のリモコンです。シンプルで、直感的に操作できるようにデザインされており、補聴器の音量やリスニングプログラムの切り替えといった基本機能のコントロールが簡単にできます。

キーホルダーに下げられるほど小さなRC-DEXには、3つのボタンしかありません。そのため誰でもすぐに簡単に使い始めることができます。また、操作をする時には、今何を選択されているのか、あるいは操作されたのかを補聴器が音声で知らせてくれます。さらにLEDインジケータが点滅するので、操作を目で確認することもできます。

