

ワイデックス RC-DEX リモート コントロール



主な機能

- ・ プログラム切替
- ・ ボリューム コントロール
- ・ LEDインジケーター
- ・ ユーザーによる電池交換が可能
- ・ 約12ヶ月の電池寿命
- ・ キーホルダーの取り付けが可能
- ・ 本体カラーはシルバー

無線通信仕様

周波数 (範囲) バンド幅 (-15 dB) チャンネル 変調方式 定格出力 磁界の強さ デューティ サイクル	10.6 MHz (10.2~11.0 MHz) 660 kHz 単一チャンネル FSK 21 nW/-46.8 dBm -13 dB μ A/m @ 10 m 0.1 % Simplex
記載の規格/承認に適合	<ul style="list-style-type: none"> ・ EN/IEC 60950-1 ・ EN 50371 ・ EN 300 330-2 ・ EN 301 489-1 ・ EN 301 489-3 ・ FCC Part 15 C ・ FCC ID: TTY-RCDEX ・ CEマーク

仕様

寸法: 重量: 電池のタイプ:	52/30/16 mm (長さ/幅/奥行) 17 g CR2032リチウム電池、3 V/200 mAh
-----------------------	---


付属品

電池 キーホルダー/ストラップ	
--------------------	--

RC-DEX

各部の名称

1. LED
2. ボリューム (上昇)
3. プログラム切替
4. ボリューム (下降)



1. 電池カバー
2. キーホルダーやストラップの通し穴

