

# ワイデックス TV-DEX

## テレビやステレオサウンドを楽しむ



### 主な機能

- ・ テレビやオーディオ機器の音をワイヤレスで補聴器に直接届ける
- ・ 残響音やひずみの少ない高品質ステレオサウンドを実現 (WidexLink™)
- ・ ステレオまたはモノラルモード
- ・ ワンクリック操作で補聴器のマイク音の一時的なオン/オフが可能
- ・ 2種類の入力端子
- ・ TV-コントローラーで入力切替が可能
- ・ TV-ベースでの卓上充電
- ・ 最大で10時間の連続使用が可能

### 無線通信仕様

	TV-ベース	TV-コントローラー II	
	送信部	受信部	送信部
周波数 (範囲) RFバンド幅 チャンネル 変調方式 放射出力パワー 磁界の強さ 通信範囲  デューティ サイクル	2.4~2.5 GHz 2 MHz 17 logical channels GFSK 2.5 mW (≈ +4.0 dBm) 該当しない 最大で10 m (TV-コントローラーまでの距離) 25 % Time division duplex (TDD)	2.4~2.5 GHz 2 MHz 17 logical channels GFSK 該当しない 該当しない 該当しない 25 % Time division duplex (TDD)	10.6 MHz (10.2~11.0 MHz) 660 kHz (-15 dB) 単一チャンネル FSK 13 nW (≈ -48.9 dBm) -9 dBμA/m @ 10 m 最大で1 m (補聴器までの距離)  100 % Simplex
記載の規格/承認に適合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EN/IEC 60950-1</li> <li>・ EN 50371</li> <li>・ EN 300 440-2</li> <li>・ EN 301 489-1</li> <li>・ EN 301 489-17</li> <li>・ FCC Part 15 C</li> <li>・ FCC ID: TTY-TVVB</li> <li>・ CEマーク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EN/IEC 60950-1</li> <li>・ EN 50371</li> <li>・ EN 300 330-2</li> <li>・ EN 300 440-2</li> <li>・ EN 301 489-1</li> <li>・ EN 301 489-3</li> <li>・ EN 301 489-17</li> <li>・ FCC Part 15 C</li> <li>・ FCC ID: TTY-TVC2</li> <li>・ CEマーク</li> </ul>	

### 信号入力仕様

バンド幅 ライン入力 ライン入力感度 ストリーミング 遅延	100 Hz~11.2 kHz 2箇所、3.5 mmジャック (ステレオ) -10 dBV (≈ 316 mV <sub>RMS</sub> ) ステレオまたはモノラル <10 ms
---	---

# TV-DEX

仕様	TV-ベース	TV-コントローラー II
寸法	88/94/24 mm (長さ/幅/奥行)	81/50/15 mm (長さ/幅/奥行)
重量	99 g	59 g
電源	5 V DC / 500 mA	固定充電式リチウムイオン電池 3.7 V/4.22 Wh
電池寿命	該当しない	約1,000回の充電
連続使用時間	該当しない	最大で10時間
充電時間	該当しない	約4時間 (初回のみ最低8時間の充電が必要)

## 付属品

ミニUSB電源コード 5 V DC / 500 mA

首かけコード (長さの調節が可能)

3.5 mm ジャックケーブル

3.5 mm フォノケーブル

SCARTアダプター

1. 電源オン/オフ (入/切)
2. ボリューム (上昇)
3. ボリューム (下降)
4. マイクオフ

