

# ワイデックス M-DEX

## 携帯電話の会話をより快適に



### 主な機能

- ・ Bluetoothによる携帯電話との接続が可能
- ・ WidexLinkで補聴器との高品質なワイヤレス音声通信が可能
- ・ 外部入力端子 (3.5 mmミニジャック)
- ・ テレコイル内蔵
- ・ フリーフォーカス機能
- ・ マイクオフ機能
- ・ プログラム切替
- ・ ボリューム コントロール
- ・ 通話履歴機能 (携帯電話に依存します)
- ・ バイプレーター
- ・ 手動または自動ボタンロック
- ・ 首かけ用コード (長さの調節が可能)

### 無線通信仕様

	Bluetooth	WidexLink™
バージョン	2.1 + EDR	該当しない
Profiles	A2DP, AVRCP, HFP/HSP	該当しない
周波数 (範囲)	2.4-2.5 GHz	10.6 MHz (10.2~11.0 MHz)
RFバンド幅	1 MHz	660 kHz (-15 dB)
チャンネル	5 logical channels	単一チャンネル
変調方式	FHSS/GFSK, $\pi/4$ DPSK, 8DPSK	FSK
放射出力パワー	2.5 mW ( $\approx +4.0$ dBm)	8 nW ( $\approx -51.0$ dBm)
磁界の強さ	N/A	-11 dB $\mu$ A/m @ 10 m
通信範囲	最大で10 m (携帯電話使用時)	最大で1 m (リモコン機能) 最大で50 cm (信号伝達)
デューティ サイクル	最大で83 % Time division duplex (TDD)	100 % Simplex or semi duplex
記載の規格/承認に適合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EN/IEC 60950-1</li> <li>・ EN 50371</li> <li>・ EN 300 330-2</li> <li>・ EN 300 328</li> <li>・ EN 301 489-1</li> <li>・ EN 301 489-3</li> <li>・ EN 301 489-17</li> <li>・ FCC Part 15 C</li> <li>・ FCC ID: TTY-MDEX + contains FCC ID : TTY092802</li> <li>・ CEマーク</li> </ul>	

# M-DEX

## 信号入力仕様

バンド幅	最大で10.5 kHz
ライン入力	3.5 mmジャック (ステレオ)
ライン入力感度	-10 dBV (≈ 316 mVRMS)
ストリーミング 遅延	L/R信号をモノラルヘミックス <10 ms


## 仕様

寸法	100/50/17 mm (長さ/幅/奥行き)
重量	76 g
画面表示	1.69", 160*128 ピクセル、有機発光ダイオード (カラー表示)
電源	固定充電式リチウムイオン電池 3.7 V/4.22 Wh
電池寿命	約1,000回の充電
連続使用時間	待ち受け状態で最大3日間 連続使用の場合は最大5時間 (Bluetooth機能を使用しない場合)
充電時間	約3時間 (初回のみ最低6時間の充電が必要)

## 付属品

首かけ用コード (長さの調節が可能)  
充電器 5 V DC / 500 mA  
オーディオコード

## 各部の名称



1. 電源オン/オフ (入/切)
2. はい (緑)
3. いいえ/戻る (赤)
4. ボリューム (上昇)
5. ボリューム (下降)
6. 前
7. 次
8. メニュー
9. マイクオフ
10. フリーフォーカス
11. 充電器接続部
12. オーディオ入力