


# マインド220 M2-X

## デジタル 耳あな形 補聴器 デュアル ISP




### デュアル ISP (統合信号処理)

- 5バンド
- 5チャンネル
- HDロケータ
- オーディビリティ エクステンダー
- 多指向アクティブ フィードバック キャンセリング
- 拡張ダイナミックレンジコンプレッションシステム (EDRC)
- 騒音制御 (SIS)
- スマートスピーク 発生機能
- スマートトーン 発生機能
- リモコン対応 (リモコンは別売オプション)
- プログラムボタン
- ボリュームコントロール (オプション)
- テレコイル (オプション)




マインド220は、最新の統合  
信号処理機能、デュアルISP  
を導入した補聴器です。

### フィッティングレンジ




# マインド220 M2-X


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧 \* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 \* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性 \* (磁界の強さ 31.6mA/m)  
(テレコイル付きの場合)



## イヤシミュレーターによる測定

規準周波数		2500Hz
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	117 dB SPL
	2500Hz	122 dB SPL
	ピーク	131 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)		64 dB
全高調波ひずみ*	500Hz	1.0% 以下
	800Hz	2.0% 以下
	1600Hz	2.0% 以下
等価入力雑音レベル*		25 dB SPL 以下
消費電流*		0.9mA 以下
誘導コイル入力最大感度 (テレコイル付きの場合)		94 dB

\*テストモード1で測定

