

WIDEX SUPER™

İSİTEBİLMENİN GÜCÜ



WIDEX SUPER

Sesi olması gereken yere gönderir - doğrudan kulağınıza

WIDEX SUPER™ ağırdan çok ağıra kadar işitme kaybı olan hastalar için geliştirilmiş süper güçlü kulak-içi hoparlörlü işitme cihazıdır. Güçlü ve aynı zamanda rahat olması için tasarlanmıştır. Konuşmayı bozulma olmaksızın net ve doğal olarak işitmenizi sağlar.

Ayrıca seslerin nereden geldiğini de belirleyebilmenize ve daha önce hiç işitmediğiniz sesleri işitmenize de sağlar.*



Gerçek dünyayı işitme deneyimi

WIDEX SUPER ile gerçek dünyayı işitmeye başlayın. Konuşma ve sohbetleri işitmek elbette gerekli ancak eksiksiz ses resmine ulaşmak için çevredeki sesleri ve arkaplan gürültüsünü de işitmeniz gerekir.

Ne elde edersiniz

İşitme gücü yanında, rahatlık ve berraklığın avantajlarını bir arada sunan küçük, tüm hava koşullarına dayanıklı, şık bir işitme cihazı.



“Müzik dinlerken enstrümanları daha önce hiç bu kadar iyi işitmemiştim.”

NASIL BİR **SES**

Ağırdan çok ağıra kadar işitme kaybı olan hastaların çoğu sesin geldiği yönü –yani birinin arkadan mı ya da önden mi yaklaşmakta olduğunu anlayamaz.

Artık, bu tip işitme cihazlarında ilk olarak, SUPER sesin nereden geldiğini belirleme olanağını sunmaktadır. Sesi işitmenizin en iyi olduğu aralığa uygun şekilde güçlendirir. Dolayısıyla artık aracınızı kullanırken arkadaki insanların ne söylediklerini kolaylıkla işitebileceksiniz.

Daha fazla işitmek

Daha fazla güç her zaman daha fazla işitmek değildir. Bu nedenle SUPER işitme cihazlarında, işitilebilirlik üzerine odaklanarak – daha önce işitmediğiniz seslere de ulaşmanızı sağlamaya çalıştık. Örneğin, SUPER cihazları İşitilebilirlik Arttırıcı olarak adlandırdığımız bir işleve sahiptir. Yalnızca Widex'te bulunan bu teknoloji seslere kompresyon uygulamanın yanında kuş sesleri ya da çocuk sesleri gibi yüksek frekanslı sesleri onları işitebileceğiniz aralığa taşır.





“Kızımın sesi
daha doğal
geliyor eskisi
gibi genizden
değil.”

NASIL GÖRÜNÜR

Yeni patentli
4MevsimKapak
(nano-kaplamalı)

Ses
kontrolü

Program tuşu,
LED'li



Telekoil

Kulak-içi
hoparlörlü
(RITE)

675 tipi pil



NEREDE YARDIMCI OLUR



Dışarıda her zaman

İşitme cihazlarınıza bağımlı iseniz, sürekli takıp çıkarmanız size sorun yaşatabilir. SUPER işitme cihazları tüm hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır, yani nerede ve hangi hava koşulunda olursa olsun tüm gün boyunca cihazlarınızı kullanabilirsiniz.

İşitme cihazının içindeki mikrofonlar için de nem ve rüzgar gürültüsü için koruma bulunmaktadır.

Telefonda

Özel Telefon+ programı telefon konuşmalarını doğrudan işitme cihazlarınız yoluyla işitebilmenizi sağlar. Konuşmalarınız kablosuz olarak aktarılarak oldukça yüksek ses kalitesi sağlanır.

Her zaman

Küçük olsa da, SUPER uzun ömürlü bir pil için yeterli yere sahiptir, böylelikle gücün keyfini işitmenizde kesilme kaygısı olmaksızın üç haftaya kadar sürebilirsiniz.

SUPER BİRÇOK FARKLI İŞİTME ORTAMINDA MÜKEMMELDİR

İşitme ortamı	SUPER440	SUPER220
Birebir	●●●●●	●●●●●
TV	●●●●●	●●●●●
Telefon	●●●●●	●●●●○
Araç	●●●●●	●●●●○
Dışarıda	●●●●●	●●●○○
Tiyatro/konser	●●●●●	●●○○○
Toplantı	●●●●●	●●●○○
Restoran	●●●●●	●●○○○
Sosyal olaylar	●●●●●	●●○○○




Tüm SUPER işitme cihazları tüm DEX yardımcı cihazlarımız ile uyumludur.

WIDEX SUPER™

İŞİTEBİLMENİN GÜCÜ

WWW.WIDEX.COM

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING



2012-02
9 502 2124 029 #01