



Cuando eliges audífonos Widex, eliges los productos de una empresa que ha recibido la certificación WindMade. WindMade es la primera etiqueta para el consumidor que identifica a las empresas que utilizan energía eólica.



WIDEX y DEX son marcas registradas de Widex A/S.



Printed by FB/2012-04
9 502 2415 004 #01

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø

WWW.WIDEX.COM

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

EL FM+DEX

PEQUEÑO Y FÁCIL DE USAR



1. FM
2. Audio
3. Bobina inductiva
4. Volumen
5. Interruptor
6. Selector inteligente



FM+DEX

EL FM+DEX

PARA UNA TRANSMISIÓN FLEXIBLE



DEXTM

A WIRELESS WORLD



SOLUCIONES INALÁMBRICAS **PENSADAS PARA EL USUARIO**

Las nuevas ayudas auditivas DEX™ de Widex te permiten beneficiarte de un mundo de sonidos completamente nuevo.

Facilitan la comunicación entre tus audífonos, tu control remoto, tu televisor, tu móvil o teléfono fijo o tu sistema FM.

EL FM+DEX

El FM+DEX es un dispositivo de transmisión de alta calidad pensado especialmente para audífonos.

Convierte las señales de un receptor de FM, una bobina inductiva o una conexión de audio y las transmite directamente a tus audífonos Widex.

Es pequeño y fácil de usar y su operativa es fácil gracias al selector de programas inteligente y al control de volumen.

La batería recargable del FM+DEX te asegura hasta diez horas de transmisión.

También hemos incorporado una función de bloqueo de programa y volumen muy útil si el usuario es un niño.

El FM+DEX es ideal en una serie de situaciones, como por ejemplo en clase, en reuniones, charlas y conciertos.



