

# WIDEX **DRY-GO UV™**

STATION DE SÉCHAGE ÉLECTRONIQUE



## **WIDEX DRY-GO UV**

### **- pour un nettoyage et un séchage parfaits**

La station de séchage électronique WIDEX DRY-GO UV™ est la solution idéale pour prendre soin de vos aides auditives et de vos embouts.

Petite, portable et simple à utiliser, la station DRY-GO UV vous permet de nettoyer et de sécher vos aides auditives pendant la nuit.

Grâce à l'utilisation de rayons ultraviolets (UV), cette méthode est parfaitement hygiénique. Le risque d'infection de l'oreille est donc réduit.

- Simple à utiliser : démarrage par simple effleurement du bouton capteur.
- S'éteint automatiquement après trois heures de séchage
- Économe en énergie : faible consommation
- Chargeur standard : vous pouvez l'utiliser n'importe où
- Hygiénique : nettoyage par rayons ultraviolets
- Utilisation sûre : les rayons ultraviolets sont éteints lorsque le couvercle est ouvert
- Protège : allonge la durée de vie de votre aide auditive







Séchage parfait par flux convectif d'air chaud



Micro USB standard de 5V pour garantir la mobilité



Nettoyage hygiénique par rayons UV-C pour votre santé



Manipulation simple par effleurement d'un bouton capteur



Modulation automatique de la température à l'intérieur de la station



S'éteint automatiquement après 3 heures de séchage



Faible consommation d'énergie et utilisation sûre

[WWW.WIDEX.FR](http://WWW.WIDEX.FR)



Printed by KLS/2013-09  
9 502 3571 003 #01



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022933



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING