

# WIDEX **DRY-GO UV™**

ESTACIÓN ELECTRÓNICA DE SECADO  
PARA AUDÍFONOS



## WIDEX DRY-GO UV

### Para una higiene perfecta

La estación de secado para audífonos WIDEX DRY-GO UV™ es el modo perfecto de cuidar de tus audífonos y adaptadores de oído.

Pequeña, portátil y fácil de usar, la estación DRY-GO UV te ayuda a limpiar y secar tus audífonos por la noche.

Además, gracias a su luz ultravioleta (UV), es completamente higiénica porque reduce al mínimo el riesgo de infección en tus oídos.

- Fácil de usar: se enciende pulsando el botón sensor.
- Se apaga automáticamente después de tres horas de secado.
- Económica: consume muy poca energía.
- Cargador estándar: te permite utilizarla en cualquier lugar.
- Higiénica: limpia con luz ultravioleta.
- Segura: se apaga la luz ultravioleta al abrir la tapa.
- Protege tus audífonos: extiende la vida útil de éstos.





Un secado perfecto mediante un flujo convectivo de aire caliente.



Movilidad gracias a un conector estándar Micro-USB de 5V.



Una limpieza higiénica con una luz UV-C es buena para tu salud.



El botón sensor facilita el uso de la estación.



Modulación automática de la temperatura ambiental.



Se apaga automáticamente después de tres horas.



Económica y segura.

[WWW.WIDEX.COM](http://WWW.WIDEX.COM)



Printed by KLS/2013-09  
9 502 3571 004 #01



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022933



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING