

WIDEX **DRY-GO UV™**

SÄHKÖINEN KUIVAUSRASIA



WIDEX DRY-GO UV

– täydellinen ratkaisu kuulokojeiden puhdistukseen ja kuivaukseen

WIDEX DRY-GO UV™ on sähköinen kuivausrasia, joka pitää tehokkaasti huolta kuulokojeistasi ja korvakappaleistasi.

DRY-GO UV on pieni, kannettava ja helppokäyttöinen laite, joka puhdistaa ja kuivaa kuulokojeesi yön aikana.

Sen toiminta perustuu ultraviolettii (UV) -valon vaikutukseen. Siksi se on täysin hygieeninen, mikä vähentää korvainfektioiden riskiä.

- Helppokäyttöinen: voit aloittaa käytön pelkästään tunnistinpainiketta koskettamalla.
- Sammuu automaattisesti kolmen tunnin kuivatuksen jälkeen.
- Pieni sähkönkulutus: käyttää hyvin pientä sähkövirtaa.
- Vakioliitännöillä varustettu laturi: voit käyttää sitä missä tahansa.
- Hygieeninen: puhdistusteho perustuu UV-valon vaikutukseen.
- Turvallinen: UV-valo sammuu, jos kansi avataan.
- Antaa suojaa: pidentää kuulokojeesi käyttöikää.







Täydellinen kuivaus lämpimän ilman konvektiovirtauksen avulla



Helppo kuljettaa mukana 5 V:n Micro-USB-liitännän ansiosta



Hygieenistä puhdistusta UV-C-valon avulla
- edistää terveyttäsi



Helppo käyttää tunnistinpainiketta koskettamalla



Mukautuu automaattisesti huoneen lämpötilan mukaan



Sammuu automaattisesti kolmen tunnin kuivauksen jälkeen



Energiätehokas ja turvallinen

WWW.WIDEX.COM



Painatus: KLS/2014-10
9 502 3571 013 #01



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C022933



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING