

# WIDEX DRY-GO UV<sup>TM</sup>

補聴器専用電気乾燥器



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

## WIDEX DRY-GO UV™

### – 補聴器の乾燥や除菌に最適

WIDEX DRY-GO UV™ は、補聴器専用電気乾燥器で、補聴器やイヤモールドのお手入れに最適です。

小型で、持ち運びしやすく、操作が簡単なのが特徴で、一晩の運転で補聴器を乾燥します。

UVライトで、完璧に除菌を行いますので、雑菌による感染を予防します。

- ・ 操作が簡単: 電源ボタンにタッチするだけ
- ・ 3時間後、運転は自動終了
- ・ わずかな電力で作動する省エネタイプ
- ・ ACアダプター・USB使用可能: どこでもお使いいただけます
- ・ 除菌: UVライトによる清潔除菌
- ・ 安全機能: UVライト点灯中に蓋を開くと照射が止まります
- ・ 補聴器の保護: 補聴器の寿命を延ばします







温風対流による完璧な乾燥



USB電源(5V)対応、どこでも使用可能



UV-Cライトによる除菌であなたの耳を清潔に保ちます



電源ボタンをタッチするだけの簡単操作



ケース内自動温度調節機能



3時間後、乾燥器は自動終了します



省エネで安全性の高い製品です

[HTTP://JAPAN.WIDEX.COM/](http://japan.widex.com/)

ワイデックス株式会社  
本社〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9  
リバーサイド隅田セントラルタワー  
お客様相談室:TEL0120-332-604  
FAX 0120-332-394



Printed by TOS/2013-10  
9 502 3571 016 #01



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022933



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING