

# WIDEX **DRY-GO UV™**

ELEKTRONICKÉ VYSUŠOVACÍ POUZDRO



## WIDEX DRY-GO UV

### - pro perfektní vysušování a čištění sluchadel

Vysušovací pouzdro WIDEX DRY-GO UV™ je skvělým nástrojem pro péči o Vaše sluchadla a tvarovky.

Malé a přenosné pouzdro s jednoduchou obsluhou Vám umožní přes noc vyčistit a vysušit Vaše sluchadla.

Čištění je navíc díky využití ultrafialového záření (UV) naprosto hygienické. Snižuje se tak riziko infekce ucha.

- Jednoduchá obsluha - zapíná se pouhým dotykem sensorického tlačítka
- Automatické vypnutí po uplynutí 3 hodin vysušování
- Úsporné: má velmi nízkou spotřebu energie
- USB nabíječka: pouzdro můžete používat kdekoli
- Hygienické: čistí pomocí UV záření
- Bezpečné: po otevření víčka je UV záření automaticky vypnuto
- Chrání: prodlužuje životnost Vašeho sluchadla





Dokonalé vysušování prouděním teplého vzduchu



Micro-USB konektor zajišťuje dostatečnou mobilitu



Hygienické čištění pomocí UV-C záření snižuje riziko infekce



Snadné ovládání dotykem na sensorické tlačítko



Automatické přizpůsobení okolní teplotě



Automatické vypnutí po 3 hodinách vysušování



Úsporné a bezpečné

[WWW.WIDEX.CZ](http://WWW.WIDEX.CZ)



Printed by KLS/2013-10  
9 502 3571 020 #01



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022933



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING