

# WIDEX **DRY-GO UV™**

ELEKTRONİK NEM ALMA CİHAZI



## **WIDEX DRY-GO UV**

### **- mükemmel nem alma ve temizlik**

WIDEX DRY-GO UV™ elektronik nem alma cihazı işitme cihazlarınız ve kulak kalıplarınızın bakımı için mükemmel bir çözümdür.

Küçük, taşınabilir ve kullanımı kolay DRY-GO UV gece boyunca işitme cihazlarınızı temizler ve kurutur.

Ve ultraviyole (UV) ışık kullandığından tamamen hijyeniktir. Kulakta enfeksiyon riskini azaltır.

- Kullanımı kolay: Dokunmatik tuşa basarak açılır
- 3 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır
- Enerji verimliliği yüksek: çok az güç tüketir
- Standart şarj cihazı: her yerde kullanılabilir
- Hijyenik: UV ışık ile temizlik
- Güvenli: Kapak açıldığında UV ışık kapatılır
- Korur: işitme cihazınızın ömrünü uzatır.







Sıcak hava dalga akımı ile mükemmel nem alma



5V Micro-USB standart şarjı ile her yerde kullanma olanağı



Sağlığınız için UV-C ışığı ile hijyenik temizlik



Dokunmatik tuşa basarak kolay çalıştırma



Otomatik oda sıcaklığı ayarı



3 saat süren çalışmadan sonra otomatik kapanma



Enerji verimli ve güvenli

[WWW.WIDEX.COM](http://WWW.WIDEX.COM)



Printed by KLS/2013-09  
9 502 3571 029 #01



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022933



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING