

# WIDEX **CROS** 耳かけ型送信器



## 基本機能

- トゥルー インプット テクノロジー
- ワイデックスリンク – ワイヤレス通信
- 長い電池寿命
- ボリュームコントロール
- 様々なチューブ、耳せんに対応

WIDEX CROSは、独自のワイヤレス通信技術  
ワイデックスリンクと、TRUE ISPを搭載して  
います。

音量調節とプログラムボタン (送信 オン/オフ)  
を標準装備。

空気電池PR41 (312タイプ) を使用。

## 使用可能な受信側補聴器



	Passion	Fusion	FASHION	9	m-CB	CIC	XP
DREAM440	○	○	○	○	○	○	○
DREAM330	○	○	○	○	○	○	○
DREAM220	○	○	○	○	○	○	○
DREAM110	○	○	○	○	○	○	○

## WIDEX CROSのカラー



## 主な特長

ボリュームコントロール	○
プログラムボタン (送信 オン/オフ)	○
ナノ コーティング	○
使用電池	PR41(312)
防水・防塵保護等級	IP57
カラー	14色

# CROS-FA

## 製品概要:

周波数帯域	最大10 kHzまで
使用電池	PR41(312)
消費電流	~ 1.2 mA
電池寿命(PR41の容量を145mAhとして) / 時間	120 (105以上)
マイク モード	ロケーター/無指向性
プログラムボタン (送信 オン/オフ)	✓
ボリュームコントロール	✓
ナノ コーティング	✓*
防水・防塵保護等級	IP57
入力音レンジ	113 dB SPL

\* マイクロホン カバー

## 無線仕様

周波数 (帯域)	10.6 MHz (10.2-11.0 MHz)
無線周波数帯域幅	660 kHz (-15 dB)
チャンネル数	単一チャンネル
変調	FSK
放射出力電力	29pW (~ -75dBm)
磁界強度	-54 dbuV/m @ 10 m
デューティ比	100 %
右記の規格/認証に準拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN/IEC 60950-1</li> <li>• EN 300 330-2</li> <li>• EN 301 489-1</li> <li>• EN 301 489-3</li> <li>• EN 62479</li> <li>• FCC Part 15 C</li> <li>• FCC ID:TTY-DFA</li> <li>• CE Mark</li> </ul>

## 概要

