

WIDEX UNI-DEX オーディオ用コントロール



主な特徴

- ・ 携帯電話、PC、タブレットへの接続
- ・ 3.5 mm 出力端子を持つ機器への接続
- ・ 補聴器をヘッドセットとして使用可能/ハンズフリー
- ・ WidexLinkによる補聴器への高音質ワイヤレスオーディオストリーミング
- ・ 補聴器マイクオフ機能
- ・ ストリーミングの自動開始
- ・ 長い電池寿命、ストリーミング時 40 時間/待機状態 4 ヶ月
- ・ 速い電池充電、1 時間
- ・ シンプルで操作が簡単

無線仕様

UNI-DEXは微弱電波による無線送信部を搭載しています	
無線送信部のパラメーター:	
周波数 (帯域)	10.6 MHz (10.2-11.0 MHz)
帯域幅 (-15 dB)	660 kHz
チャンネル数	単一チャンネル
変調	FSK
放射出力電力	3.02 pW / -85.2 dBm (ERP 有効放射電力)
磁界強度	-26.9 dB μ A/m @ 10 m
デューティ比	100%
右記の規格/認証に準拠	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 330-2 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN/IEC 60601-1-2 FCC Part 15 C IC RSS-210 CEマーク

その他の仕様

寸法:	42/20/9 mm (長さ/幅/厚さ)
オーディオケーブル長:	75 cm
首掛け用コード長:	全長 76 cm - コネクターから本体まで10 cm および 66 cm
重量:	20 g
使用電池:	リチウムイオンポリマー電池

UNI-DEX

各部の名称

1. プッシュボタン/応答ボタン
2. マイクオフボタン
3. 首掛け用コード
4. マイクホン
5. 充電表示ランプ
6. 充電コネクタ
7. ミニプラグ

