


UNI-DEX

SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION



1. Bouton décrocher-raccrocher/Bouton lecture-arrêt
2. Bouton pour la coupure des microphones
3. Tour de cou
4. Microphone
5. Indicateur de recharge
6. Connecteur de chargeur
7. Prise Jack



En choisissant les aides auditives Widex, vous optez pour des produits fabriqués dans une entreprise à laquelle a été décerné le label WindMade. WindMade est le premier label international de consommateurs identifiant les entreprises qui ont recours à l'énergie éolienne.

WWW.WIDEX.FR



WIDEX et DEX sont des marques déposées de Widex A/S.



Printed by KLS/2014-03
9 502 3613 003 #01

Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

UNI-DEX

POUR UNE UTILISATION KIT MAIN-LIBRE DES
SYSTÈMES AUDIO



DEX[™]
UN MONDE SANS FIL

UN NOUVEAU MONDE **SONORE** **SANS FIL**

Les systèmes auxiliaires d'aide à l'écoute DEX™ de Widex vous permettent de profiter d'un tout nouveau monde sonore.

Ils permettent à vos aides auditives de communiquer facilement avec le matériel audio, les radiocommandes, la télévision et les téléphones portables et fixes.

UNI-DEX

UNI-DEX est une **solution qui ne nécessite aucune manipulation technique (plug and play)** qui se porte autour du cou et qui permet d'utiliser facilement les téléphones portables.

Le microphone intégré de UNI-DEX vous permet de **parler tout en gardant les mains libres** lorsque vous êtes en communication sur votre téléphone portable, votre PC ou votre tablette.

Si le bruit de fond devient trop gênant, la fonctionnalité unique de UNI-DEX, **coupure des microphones**, vous permet d'arrêter temporairement les microphones de vos aides auditives et de vous concentrer sur la conversation.

Vous pouvez également utiliser UNI-DEX avec tous vos systèmes audio munis d'une prise jack.

UNI-DEX est **facile à utiliser**. Branchez tout simplement votre câble jack sur votre téléphone portable ou tout autre appareil audio, passez UNI-DEX autour de votre cou et vous serez prêt(e) à écouter. La transmission démarre automatiquement.

La longue autonomie de la pile de UNI-DEX permet une transmission de **40 heures**, et il suffit d'une heure seulement pour la recharger complètement.

