

WIDEX CALL-DEX EASY PLUG AND PLAY



主な特長

- ・ コンパクトで目立たないデザイン
- ・ WidexLinkを使ったストリーミング
- ・ 高音質な伝送音
- ・ スマートホンのジャックに挿しこむだけ
- ・ 通常の通話と同様に使用
- ・ 連続使用時間 最大80時間
- ・ 全自動 (操作不要)

無線仕様

CALL-DEX は無線送信部を搭載	
通信方式:	WidexLink™
周波数 (帯域) 無線周波数帯域幅 チャンネル数 変調 放射出力電力 磁界強度 デューティ比	10.6 MHz (10.2-11.0 MHz) 660 kHz (-15 dB) 単一チャンネル FSK 7 μ W (\approx -81.0 dBm) -45 dB μ A/m @ 10 m 100%
右記の規格/認証に準拠	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 330-2 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN/IEC 60601-1-2 FCC Part 15 C IC RSS-210 CE mark

仕様

寸法:	22 x 9 x 12 mm (長さ x 幅 x 高さ)
重さ:	9 g
使用電池:	空気亜鉛電池 PR536 (10Aタイプ)

CALL-DEX

外観

1. プラグ
 2. 電池ホルダー
-

