

WIDEX **CROS** FUSION 耳かけ型送信器

基本性能

- ツールー インプット テクノロジー
- ワイデックスリンクーワイヤレス通信
- 長い電池寿命
- 様々な耳せんに対応

WIDEX CROS FUSION は、独自のワイヤレス通信技術
ワイデックスリンクとTRUE ISP を搭載しています。
プログラムボタン（送信 オン/オフ）を標準装備
空気電池PR41(312タイプ)を使用。

使用可能な受信側補聴器



| | PASSION | FUSION | FASHION | 9 | <i>m</i> -CB | CIC | XP |
|----------|---------|--------|---------|---|--------------|-----|----|
| DREAM440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DREAM330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DREAM220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DREAM110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

WIDEX CROS のカラー



主な特長

| | |
|--------------------|------------|
| プログラムボタン（送信 オン/オフ） | ○ |
| ナノ コーティング | ○ |
| 使用電池 | PR41 (312) |
| 防水・防塵保護等級 | IP57 |
| カラー | 14色 |

CROS-FS

製品概要

| | |
|------------------------------|-------------|
| 周波数帯域 | 最大 10 kHzまで |
| 使用電池 | PR41 (312) |
| 消費電流 | ~ 1 mA |
| 電池寿命 (PR41の容量を145 mAhとして)/時間 | 150 (135以上) |
| マイク モード | ロケーター/無指向性 |
| プログラムボタン (送信 オン/オフ) | ✓ |
| ナノ コーティング | ✓* |
| 防水・防塵保護等級 | IP57 |
| 入力音レンジ | 113 dB SPL |

* マイクロホン カバー

無線仕様

| | |
|-------------|--------------------------|
| 周波数 (帯域) | 10.6 MHz (10.2-11.0 MHz) |
| 無線周波数帯域幅 | 660 kHz (-15 dB) |
| チャンネル数 | 単一チャンネル |
| 変調 | FSK |
| 放射出力電力 | 29pW (~ -75dBm) |
| 磁界強度 | -54 dbuV/m @ 10 m |
| デューティ比 | 100 % |
| 右記の規格/認証に準拠 | 単信方式 |
| | EN/IEC 60950-1 |
| | EN 300 330-2 |
| | EN 301 489-1 |
| | EN 301 489-3 |
| | EN 62479 |
| | FCC Part 15 C |
| | FCC ID: TTY-DFS |
| | CE Mark |

概要

