

# CALL-DEX

PARA LA TRANSMISIÓN DISCRETA  
DEL SONIDO DEL MÓVIL



1. Conector jack de 3,5 mm
2. Tapa del compartimento de pila



Cuando eliges audífonos Widex, eliges los productos de una empresa que ha recibido la certificación WindMade. WindMade es la primera etiqueta para el consumidor que identifica a las empresas que utilizan energía eólica.

WWW.WIDEX.COM



Widex y DEX son marcas registradas de Widex A/S.



Printed by KLS/2015-07  
9 502 3813 004 #01

Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# CALL-DEX

PARA LA TRANSMISIÓN DISCRETA  
DEL SONIDO DEL MÓVIL



**DEX**<sup>™</sup>  
A WIRELESS WORLD

# SOLUCIONES INALÁMBRICAS **PENSADAS PARA EL USUARIO**

Las nuevas ayudas auditivas DEX™ de Widex te permiten beneficiarte de un mundo de sonidos completamente nuevo.

Facilitan la comunicación entre tus audífonos, tu control remoto, tu televisor, tu móvil o teléfono fijo.

## **CALL-DEX**

La ayuda auditiva CALL-DEX es un pequeño dispositivo que transmite las conversaciones del teléfono móvil directamente a tus audífonos.

Lo único que tienes que hacer es conectar la ayuda auditiva a la salida de auriculares de tu teléfono móvil. Una vez conectada la ayuda, puedes utilizar tu móvil como siempre. No necesitas llevar nada al cuello y no es necesario que tu audioprotesista te lo ajuste.

CALL-DEX te permite transmitir sonido durante hasta 80 horas y es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles.

