

CALL-DEX

STREAMING COMODO E DISCRETO
DAL TUO TELEFONO CELLULARE



1. Presa jack da 3,5 mm
2. Sportellino del vano batteria



La nostra azienda contribuisce anche alla salvaguardia della natura. Possiede la certificazione Wind Made, un marchio di qualità globale in favore dei consumatori, nato per aiutarli ad identificare le aziende che producono utilizzando energia eolica.

WWW.WIDEX.IT

Pubblicazione riservata ai professionisti del settore.



WIDEX e DEX sono marchi registrati WIDEX A/S.



Stampato da KLS/2015-06
9 502 3813 006 #01

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

CALL-DEX

STREAMING COMODO E DISCRETO
DAL TUO TELEFONO CELLULARE



DEX[™]
A WIRELESS WORLD

COMUNICAZIONE WIRELESS TUTTO UN ALTRO MONDO

I dispositivi per la comunicazione assistita DEX™ di Windex ti permettono di vivere il mondo dei suoni in modo tutto nuovo.

Da oggi la comunicazione tra i tuoi apparecchi acustici ed il telecomando, la televisione, il telefono fisso o cellulare è più semplice.

CALL-DEX

Il CALL-DEX è un dispositivo ultra-compacto che serve a riprodurre la conversazione telefonica direttamente nel tuo orecchio, tramite gli apparecchi acustici.

Molto discreto e facile da usare, il CALL-DEX si inserisce semplicemente nella presa jack del tuo telefono ed è subito pronto per l'uso. Sei libero di telefonare normalmente usando il tuo cellulare come fai di solito. Non è necessario indossare nulla intorno al collo e non c'è bisogno dell'Audioprotesista per impostarlo.

CALL-DEX ti assicura fino a 80 ore di ascolto ed è compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari.

