

# CALL-DEX

ДЛЯ НЕЗАМЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ С  
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



1. Разъем 3,5 mm
2. Крышка батарейного отсека



Выбирая слуховые аппараты Widex, вы выбираете продукцию компании, отмеченной знаком WindMade. WindMade – это первый потребительский знак в мире, который получают компании, использующие в своем производстве энергию ветра.

[www.widex.com](http://www.widex.com)



Widex и DEX являются зарегистрированными торговыми марками компании Widex A/S.



Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Напечатано в Альфа-Дизайн/2015-06  
9 502 3813 032 #01

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# CALL-DEX

ДЛЯ НЕЗАМЕТНОЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ С  
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



**DEX**<sup>™</sup>  
A WIRELESS WORLD

# ЦЕЛЫЙ МИР БЕСПРОВОДНОГО ЗВУЧАНИЯ

Дополнительные устройства DEX™ от Widex позволяют Вам наслаждаться целым миром звуков.

Они устанавливаются между Вашими слуховыми аппаратами и пультом ДУ, телевизором, мобильным или стационарным телефоном.

## CALL-DEX

CALL-DEX – это ультракомпактное устройство для передачи разговоров с мобильного телефона непосредственно на слуховые аппараты.

CALL-DEX нужно просто вставить в разъем мобильного телефона. После этого Вы можете пользоваться мобильным телефоном как обычно. Для использования этого устройства Вам не понадобится ни шейная петля, ни помощь специалиста по настройке.

Устройство CALL-DEX совместимо с большинством моделей мобильных телефонов, а его мощности хватит на 80 часов передачи данных.

