



HUOMAA: jos puhut puhelimessa yli 3 tuntia päivässä, suosittelemme vaihtamaan pariston kerran viikossa. Jos puhut puhelimessa alle 3 tuntia päivässä, suosittelemme vaihtamaan pariston kerran kahdessa viikossa.

CALL-DEX-laitteessa käytetään 10-paristoa. Paristokotelossa ei ole paristoa valmiina.



Kun valitset Widex-kuulokojeen, valitset WindMade-sertifioidun tuotteen. WindMade on ensimmäinen maailmanlaajuinen kuluttajamerkki, joka myönnetään tuulivoimaa käyttäville yrityksille.

WWW.WIDEX.COM

WIDEX AKUSTIK OY

(09) 591 5200

myynti@widex.fi www@widex.fi

Widex ja DEX ovat Widex A/S -yhtiön tavaramerkkejä.



2015-07
9 502 3815 013 #01

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

CALL-DEX

MATKAPUHELINTEN YHTEENSOPIVUUSOPAS



DEX[™]
A WIRELESS WORLD

MITÄ MATKAPUHELINTA VOI KÄYTTÄÄ CALL-DEXIN KANSSA?

CALL-DEX on yhteensopiva useiden eri matkapuhelinmerkkien kanssa, mukaan lukien Apple, HTC, Sony, Samsung ja Nokia. Oikealla on kattava luettelo yhteensopivista puhelinmalleista.



ACER

- Cloud Mobile
- Liquid E3
- Liquid Gallant
- Liquid Glow

ALCATEL

- OT Scribe HD
- OT-916
- OT-918D
- OT-T'POP

APPLE

- iPhone 4
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus

BLACKBERRY

- Classic
- Q10
- Q5
- Z10

BQ

- Aquaris E4.5

DORO

- Liberto 810
- Liberto 820

EMPORIA

- Life

HTC

- Desire 601
- Desire 816
- Desire C
- Desire HD
- Incredible S
- One
- One (M8)
- One M9
- One Mini 2
- One S
- One SV
- One V
- One X
- Sensation XE
- Windows Phone 8S
- Windows Phone 8X

HUAWEI

- Ascend G510
- Ascend Mate
- P7
- Ascend Y300
- Ascend Y530
- Honor 6

LG

- G Flex
- G2
- G2 Mini
- G3
- G3S
- Nexus 4
- Nexus 5
- Optimus 2X
- Optimus 4X HD
- Optimus L3
- Optimus L7 II
- Optimus Me
- Optimus One

MICROSOFT

- Lumia 535

MOTOROLA

- MILESTONE 2
- Moto E
- Moto G
- Moto X
- MOTOLUXE
- Nexus 6
- RAZR
- RAZR i

NOKIA

- 113
- 215
- 700
- Asha 202
- Asha 303
- Asha 503
- Lumia 1020
- Lumia 1320
- Lumia 1520
- Lumia 520
- Lumia 530
- Lumia 610
- Lumia 620
- Lumia 625
- Lumia 630
- Lumia 735
- Lumia 820
- Lumia 920
- Lumia 925
- Lumia 930
- X

SAMSUNG

- ATIV S
- Galaxy A3
- Galaxy Ace
- Galaxy Ace 2
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Ace Style
- Galaxy Alpha
- Galaxy Fame
- Galaxy Fit
- Galaxy Gio
- Galaxy Mega 6.3
- Galaxy Nexus
- Galaxy Note
- Galaxy Note 3
- Galaxy Note 4
- Galaxy Note Edge
- Galaxy Note II
- Galaxy Pocket Neo
- Galaxy S6
- Galaxy S II
- Galaxy S III
- Galaxy S III Mini
- Galaxy S Plus
- Galaxy S4
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy S 5 Mini
- Galaxy W
- Galaxy Xcover

SEMC

- Xperia Arc
- Xperia Arc S
- Xperia Mini Pro
- Xperia X8

SONY

- Xperia E
- Xperia E1
- Xperia E3
- Xperia go
- Xperia L
- Xperia P
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia T3
- Xperia Tipo
- Xperia U
- Xperia Z
- Xperia Z1
- Xperia Z1 Compact
- Xperia Z2
- Xperia Z3 Compact

WILKO

- Cink Peax
- Wax

ZTE

- Blade III
- Blade Q Mini
- Grand X
- Kis
- Libra

Vastuuvapauslauseke: Widex on testannut kattavasti kaikki tässä luettelossa mainitut matkapuhelinmallit CALL-DEX-laitteen kanssa ja todennut niiden täyttävän testaushetkellä vähimmäisyhteensopivuusvaatimukset. Widex ei kuitenkaan ole missään vastuussa yhteensopivuudesta. Widex ei varsinkaan ole vastuussa matkapuhelinten tulevien ohjelmistopäivitysten aiheuttamista yhteensopimattomuuksista tai sellaisista yhteensopimattomuuden aiheuttavista tilanteista, joita nämä testit eivät kata ja/tai ole havainneet. Widex ei ole taloudellisessa korvausvelvollisuudessa, mikäli matkapuhelin ei toimi odotetulla tavalla.