

# COM-DEX

HÄLT SIE IN VERBINDUNG. IMMER.

Ein echtes Freisprechgerät für die hochwertige Audioübertragung von beliebigen Mobiltelefonen in Hörsysteme. Ermöglicht in Verbindung mit der COM-DEX App die bequeme Einstellung von Lautstärke, Schallrichtung und Programmeinstellungen am Hörsystem.

## MERKMALE

- Völlig freihändige Kommunikation
- Kompatibel mit allen Mobiltelefonen
- Audioübertragungen von allen Bluetooth-Geräten
- In drei modernen Farben lieferbar
- 8 Stunden Übertragungszeit
- 8 Tage Standby/Einstellzeit\*
- Komfortable Nackenschlaufe aus Stoff
- Einstellung Ihrer Hörsysteme mit einer App



\*12 Std. täglich

# TV-DEX

FÜR DIE ÜBERTRAGUNG VOM FERNSEHGERÄT



Ein handtellergroßer, benutzerfreundlicher Controller mit Basisstation – speziell konzipiert für die drahtlose Übertragung vom Fernsehgerät und anderen Audioquellen. Das TV-DEX System bietet bis zu 10 Stunden Stereo-Tonübertragung, ohne dass der Controller zwischendurch aufgeladen werden muss.

## MERKMALE

- Extrem hohe Audioqualität
- Minimalste Verzögerung – EchoFree™
- Eingänge für Fernsehgerät und Hi-Fi-System
- Funktion „HG-Mikro aus“
- 10 Stunden Dauerbetrieb
- Basisstation dient als Ladestation für Controller

# PHONE-DEX

FÜR FESTNETZ-TELEFONATE\*



Ein kabelloses Universal-Festnetztelefon, das das Telefonsignal in kristallklarer Klangqualität direkt an Ihre Hörsysteme überträgt. Dafür werden weder ein induktives Hörprogramm noch irgendwelche Zusatzgeräte benötigt. Außerdem funktioniert PHONE-DEX nicht nur mit Hörsystemen, sondern auch wie ein ganz normales Telefon. So können auch Normalhörende damit telefonieren.

## MERKMALE

- Reichweite von der Basisstation bis zu 300 m
- Speicherplatz für 20 Telefonnummern
- 100 Stunden Standby / 10 Stunden Dauerbetrieb
- Auch als normales Telefon für die ganze Familie verwendbar

\*Nur in der EU und in Nordamerika

# CALL-DEX

FÜR DISKRETE GESPRÄCHSÜBERTRAGUNG VON MOBILTELEFONEN



Ultrakompaktes Gerät für die Gesprächsübertragung zwischen Mobiltelefonen und Hörsystemen. CALL-DEX wird einfach in die Klinkebuchse des Telefons gesteckt und ist dann betriebsbereit. Ermöglicht bis zu 80 Stunden Gesprächsübertragung und ist mit den meisten Mobiltelefonen kompatibel.

## MERKMALE

- Kompatibel mit allen Mobiltelefonen mit 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Übertragung startet automatisch
- Ohne Tasten
- Bis zu 80 Stunden Dauerbetrieb
- Bis zu 3 Wochen Standby
- Klein und einfach zu bedienen

# UNI-DEX

FÜR MOBILES TELEFONIEREN MIT PLUG-AND-PLAY



UNI-DEX ist eine um den Hals getragene Plug-and-play-Lösung für bequemes mobiles Telefonieren. Dank des integrierten Mikrofons können Sie UNI-DEX z. B. für freihändige Gespräche mit dem Mobiltelefon oder über Skype auf Ihrem PC oder Tablet nutzen.

## MERKMALE

- Kompatibel mit allen Geräten mit 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Übertragung startet automatisch
- Freisprechfunktion durch integriertes Mikrophon
- Akkulaufzeit 40 Stunden bei Dauerbetrieb
- Akkuladzeit 1 Stunde
- Funktion „HG-Mikro aus“

# DEX ÜBERSICHT

KOMPATIBILITÄT	COM-DEX	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX	TV-DEX	PHONE-DEX
UNIQUE	●	●	●	●	●	●	●
DREAM*	●	●	●	●	●	●	●
CLEAR	●		●	●	●	●	●
SUPER	●		●	●	●	●	●

WidexLink	●	●	●	●	●	●	●
Induktionsspule				●			
Bluetooth	●						

TV						●	
Audio	●		●	●		●	
Mobiltelefon	●	●	●				
Festnetztelefon							●
Kindersicherung				●			
Kompatibel mit anderen FM-Systemen				●			

\* nicht kompatibel mit DREAM CIC MICRO.

# FM+DEX

FÜR FLEXIBLE SIGNALÜBERTRAGUNG



Ein kleines, diskretes und qualitativ hochwertiges Zubehörgerät, das speziell für die Signalübertragung in drahtlose Hörsysteme entwickelt wurde. Es verarbeitet die drei Signalarten FM, induktiv und Audioeingang und bietet so hohe Flexibilität. FM+DEX verfügt über Bedienelemente zur Wahl der Signalquelle und Lautstärkeeinstellung und ist sehr einfach zu bedienen.

## MERKMALE

- Flexible Signalübertragung, z. B. FM
- Klein und einfach zu bedienen
- Antennenreichweite bis zu 30 m
- Akkulaufzeit 10 Stunden

# RC-DEX

IHRE FERNBEDIENUNG



Stilvolle, kompakte und benutzerfreundliche Fernbedienung, die dem Hörsystem-Träger die Kontrolle verschiedener Hörsystem-Funktionen erleichtert. Mit ihr kann der Hörsystem-Träger die Lautstärke justieren und das Hörprogramm wechseln – einfach und diskret. Dabei ist sie klein genug, um am Schlüsselring befestigt zu werden. Eine Tastensperre verhindert die versehentliche Betätigung.

## MERKMALE

- Programmtaste
- Lautstärkeeinstellung
- Schlüsselringbefestigung
- Batterielebensdauer etwa 12 Monate
- Tastensperre



# DEX ÜBERSICHT


EINE KABELLOSE KLANGWELT

## DIE DEX FAMILIE

Das DEX™ Kommunikationszubehör von Widex hält Hörsystemträger in Verbindung mit einer **kabellosen Klangwelt**.

Sie können sich damit ganz einfach und sofort mit Fernbedienungen, TV-Geräten, persönlichen Audiosystemen, Tablets und mehr verbinden.

Egal, ob es sich um Musik, Anrufe, TV-Ton oder Fernbedienungen handelt, es gibt **ein DEX für jede Situation**.



9 502398 700209




MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022833  
www.fsc.org

Printed by KLS/2015-09, 9 502 3987 002 #01  
WIDEX und DEX sind Marken der Widex A/S.

Apple und das Apple Logo sind Warenzeichen der Apple Inc.,  
eingetragen in den U.S.A. und in anderen Ländern. App Store ist  
eine Service-Marke der Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.



## IN VERBINDUNG BLEIBEN MIT WIDEXLINK™

Das Herz der DEX Kommunikationsgeräte ist unsere einzigartige drahtlose WidexLink Technologie.

Sie ermöglicht die augenblickliche Kommunikation, Koordination und Synchronisation von Daten zwischen zwei Hörsystemen sowie die direkte Verbindung zu externen Audioquellen.

WidexLink ist speziell auf die Anforderungen von Hörsystem-Anwendungen und -DEX Zubehör abgestimmt. Es benötigt weniger Strom, arbeitet extrem schnell und stellt eine stabile Übertragung ohne Verzögerungen oder Signalausfälle sicher.

