

# COM-DEX

TE MANTIENE CONECTADO, SIEMPRE.

Una ayuda auditiva del tipo “manos libres” que transmite un sonido de alta calidad del móvil a los audífonos. Es posible combinarla con la aplicación COM-DEX para un control cómodo del volumen del audífono, la dirección del sonido y los ajustes de programas.

## CARACTERÍSTICAS

- Comunicación “manos libres”
- Compatible con cualquier móvil
- Transmite el sonido de todos los dispositivos con Bluetooth
- A tu disposición en tres colores elegantes
- 8 horas de transmisión
- 8 días de reposo/tiempo de control\*
- Cordón inductivo cómodo
- Controla tus audífonos mediante una aplicación



\* 12 horas al día

# CALL-DEX

PARA LA TRANSMISIÓN DISCRETA DEL SONIDO DEL MÓVIL



Una pequeña ayuda auditiva que transmite las conversaciones del teléfono móvil directamente a tus audífonos. Para conectar tu CALL-DEX, lo único que tienes que hacer es introducir el conector jack en tu móvil. Puede transmitir 80 horas y es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles.

## CARACTERÍSTICAS

- Se conecta con todos los móviles con conectores jack de 3,5 mm
- Transmisión automática
- Sin botones
- Transmisión continua durante hasta 80 horas
- Duración en reposo de hasta 3 semanas
- Pequeño y fácil de usar

# UNI-DEX

PARA UNA CONEXIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON TELÉFONOS MÓVILES



La ayuda auditiva UNI-DEX es una solución del tipo “enchufar y usar” que se lleva al cuello y que permite el uso fácil de los teléfonos móviles. El micrófono integrado de la ayuda auditiva permite su uso como unidad “manos libres” mientras hablas por el móvil, o por Skype con tu ordenador o tableta.

## FUNCIONES

- Se conecta a todas las unidades con un enchufe jack de 3,5 mm
- Transmisión automática
- Uso “manos libres” gracias a su micrófono integrado
- Duración de la pila: 40 horas de transmisión
- Recarga de la batería: 1 hora
- Función Desconexión acústica

# FM+DEX

PARA UNA TRANSMISIÓN FLEXIBLE



Una unidad de transmisión de alta calidad, pequeña y discreta, pensada específicamente para audífonos inalámbricos. Tiene tres funciones: FM, bobina inductiva y audio line-in. Esta combinación de funciones ofrece al usuario gran flexibilidad. Uso fácil gracias al selector inteligente.

## FUNCIONES

- Un dispositivo flexible para la transmisión de FM
- Pequeño y fácil de usar
- Radio de acción de la antena: hasta 30 m
- Duración de la batería: 10 horas

# RC-DEX

TU CONTROL REMOTO



Un control remoto elegante, compacto y fácil de usar que ofrece al usuario el control de funciones seleccionadas del audífono. Permite al usuario ajustar el volumen y cambiar rápida y discretamente de programa. Tan pequeño que se puede llevar en el llavero. La función de bloqueo evita que el control remoto sea activado por accidente.

## FUNCIONES

- Selector de programa inteligente
- Incrementar/reducir volumen
- Anillo para llavero
- Aprox. 12 meses de vida útil de las pilas
- Interruptor de bloqueo

# TV-DEX

PARA DISFRUTAR DE LA TELEVISIÓN



Una ayuda auditiva inalámbrica fácil de usar desarrollada para que el usuario disfrute el sonido de televisores y otros equipos de audio. Ofrece hasta 10 horas de sonido del televisor o de una fuente de audio sin tener que recargar la batería.

## FUNCIONES

- Audio de alta calidad
- Retardo mínimo con “EchoFree™”
- Entradas para televisor y equipos de alta fidelidad
- Función Desconexión acústica
- 10 horas de uso sin interrupciones
- Recargable en la Base-TV



# PHONE-DEX

PARA EL USO FÁCIL DE TU TELÉFONO FIJO\*

Un teléfono inalámbrico versátil que transmite un sonido cristalino directamente a los audífonos. Proporciona la mejor experiencia de audición posible para el usuario, sin tener que utilizar un programa para bobina inductiva o un transmisor. También funciona como teléfono normal.

## CARACTERÍSTICAS

- Radio de acción desde la base: hasta 300 metros
- Memoria para hasta 20 números de teléfono
- 100 horas de duración en reposo y hasta 10 horas de llamadas por carga
- También funciona como un teléfono normal para toda la familia

\*Solo en la Unión Europea y Norteamérica

# LOS ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN DEX

| Compatibilidad | COM-DEX | CALL-DEX | UNI-DEX | FM+DEX | RC-DEX | TV-DEX | Phone-DEX |
|----------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| UNIQUE         | ●       | ●        | ●       | ●      | ●      | ●      | ●         |
| DREAM*         | ●       | ●        | ●       | ●      | ●      | ●      | ●         |
| CLEAR          | ●       |          | ●       | ●      | ●      | ●      | ●         |
| SUPER          | ●       |          | ●       | ●      | ●      | ●      | ●         |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| WidexLink        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bobina inductiva |   |   |   | ● |   |   |   |
| Bluetooth        | ● |   |   |   |   |   |   |

|                                  |   |   |   |   |  |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| TV                               |   |   |   |   |  | ● |   |
| Audio                            | ● |   | ● | ● |  | ● |   |
| Teléfono móvil                   | ● | ● | ● |   |  |   |   |
| Teléfono fijo                    |   |   |   |   |  |   | ● |
| Antimanipulación                 |   |   |   | ● |  |   |   |
| Compatible con otros sistemas FM |   |   |   | ● |  |   |   |

\* No es compatible con DREAM CIC micro.



**DEX™**  
A WIRELESS WORLD

# LAS AYUDAS AUDITIVAS DEX UN MUNDO COMPLETAMENTE NUEVO DE SONIDO INALÁMBRICO

## LOS ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN DEX

Los accesorios de comunicación DEX™ de Widex mantienen a los usuarios conectados a un mundo repleto de sonidos.

Facilitan la conexión rápida y sencilla a controles remotos, televisores, sistemas de audio personales, tabletas y mucho más.

No importa lo que sea: música, llamadas de teléfono, tu televisor o un control remoto, siempre hay un accesorio de comunicación **DEX para mantenerlo comunicado.**



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

[WWW.WIDEX.COM](http://WWW.WIDEX.COM)


Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Google Play es marca registrada de Google Inc.

Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registrados en EE.UU. y otros países. App Store es un servicio de Apple Inc.

Widex y DEX son marcas registradas de Widex A/S.


Printed by KLS/2015-10, 9 502 3987 004 #01



9 502 398 700407



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022833



## CONECTADO CON WIDEXLINK™

El cerebro de nuestros accesorios de comunicación DEX es nuestra exclusiva tecnología inalámbrica, WidexLink.

Permite la comunicación instantánea entre audífonos, la conexión con unidades externas y la coordinación y sincronización de datos entre audífonos.

WidexLink ha sido desarrollada específicamente para su uso en audífonos y accesorios DEX. Requiere menos energía, es extremadamente rápida y no hay ningún tipo de retardo o pérdidas de sonido.