

COM-DEX

HOLDER FORBINDELSEN. ALTID



En fuldstændigt håndfri enhed til streaming af lyd i høj kvalitet fra alle mobiltelefoner til høreapparater. Kan kombineres med COM-DEX appen, som er en praktisk måde at justere lydstyrke, lydretning og programindstillinger på.



FUNKTIONER

- Fuldstændigt håndfri kommunikation
- Kompatibel med enhver mobiltelefon
- Streamer lyd fra alle Bluetooth-enheder
- Fås i tre flotte farver
- 8 timers streamingtid
- 8 dages standby/kontroltid*
- Halslyng i behageligt stof
- Betjen dine høreapparater via COM-DEX appen

* 12 timer om dagen

COM-DEX REMOTE MIC

HØR ALLE DETALJER I SAMTALER



COM-DEX Remote Mic er et smart supplement til din COM-DEX løsning og er svaret på de vanskelige en-til-en-situationer, hvor tydelighed af tale er afgørende.

FUNKTIONER

- Forbindes trådløst med alle trådløse Widex høreapparater via COM-DEX
- Praktisk stålklips gør det nemt at sætte den på
- Mikrofonlyden skal slås til/fra ved hjælp af knappen på COM-DEX Remote Mic
- Mikrofonen kan også betjenes med COM-DEX appen
- Op til 8 timers streamingtid

TV-DEX

NÅR MAN SER TV



Et håndfladestort, brugervenligt og trådløst audiohjælpemiddel, konstrueret til brug i forbindelse med tv og radio. Giver op til 10 timers uafbrudt tv- eller hi-fi stereolyd mellem opladningerne.

FUNKTIONER

- Lyd i høj kvalitet
- Ultralav forsinkelse "EchoFree™"
- Input til både TV og hi-fi-systemer
- HA-mik Fra-funktion
- 10 timers nonstop-kapacitet
- Genopladelig i TV-Base

PHONE-DEX

TIL NEM BRUG AF FASTNETTELEFON*



En ledningsfri universaltelefon, som streamer krystalklar lyd direkte til dine høreapparater. Giver den bedst mulige lytteoplevelse for brugeren - uden at bruge telespoleprogram eller streamer. Virker også som en almindelig telefon.

FUNKTIONER

- Rækkevidde til base op til 300 meter
- Telefonbog til 20 numre
- 100 timers standbytid og 10 timers taletid på batteri
- Kan også bruges som en almindelig telefon - en telefon til hele familien

* Fås kun i EU-landene og Nordamerika

CALL-DEX

TIL DISKRET STREAMING FRA MOBILTELEFONER



En ultrakompakt enhed til streaming fra mobiltelefoner til høreapparater. CALL-DEX skal bare tilsluttes telefonens jackstik, så er den klar til brug. Kan streame i op til 80 timer og er kompatibel med de fleste mobiltelefoner.

FUNKTIONER

- Kan tilsluttes alle mobiltelefoner med et 3,5 mm jackstik
- Streamer automatisk
- Ingen knapper
- Konstant streaming i op til 80 timer
- Standbytid op til 3 uger
- Lille og nem at håndtere

UNI-DEX

TIL PLUG-&-PLAY MOBILTELEFONBRUG



UNI-DEX er en plug and play-løsning, der bæres om halsen og gør det nemt at bruge mobiltelefonen. Med den indbyggede mikrofon i UNI-DEX kan du tale håndfrit, når du bruger mobiltelefon eller Skype via PC eller tablet.

FUNKTIONER

- Kan tilsluttes alle enheder med et 3,5 mm jackstik
- Streamer automatisk
- Indbygget mikrofon til håndfri tale
- 40 timers batterilevetid ved streaming
- Genoplading af batteriet tager 1 time
- HA-mik Fra-funktion

DEX OVERSIGT

KOMPATIBILITET	COM-DEX**	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX	TV-DEX	PHONE-DEX
UNIQUE*	●	●	●	●	●	●	●
DREAM*	●	●	●	●	●	●	●
CLEAR	●		●	●	●	●	●
SUPER	●		●	●	●	●	●
WidexLink	●	●	●	●	●	●	●
Telespole				●			
Bluetooth	●						

FM+DEX

TIL FLEKSIBEL STREAMING



En streaming-enhed af høj kvalitet, som er lille og diskret og designet specielt til trådløse høreapparater. Har tre funktioner: FM, telespole og audioindgang, som giver brugeren stor fleksibilitet. Nem at betjene med trykknop

FUNKTIONER

- En fleksibel enhed til FM-streaming
- Lille og nem at håndtere
- Antennerækkevidde op til 30 m
- 10 timers batterikapacitet

RC-DEX

FJERNBETJENING



En stilfuld, kompakt og brugervenlig fjernbetjening, som giver brugeren bedre kontrol over udvalgte høreapparatfunktioner. Giver brugeren mulighed for at regulere lydstyrken og skifte mellem programmer, hurtigt og diskret. Lille nok til at sidde i en nøglering. En låseomskifter, som forhindrer, at fjernbetjeningen aktiveres utilsigtet.

FUNKTIONER

- Programskift
- Lydstyrke op/ned
- Øje til nøglering
- Cirka 12 måneders batterilevetid
- Låseomskifter

* ikke kompatibel med CIC micro. ** COM-DEX Remote Mic fungerer kun sammen med COM-DEX



DEX OVERSIGT

EN HEL VERDEN AF TRÅDLØS LYD





DEX FAMILIEN

Med DEX™ kommunikationstilbehør fra Widex holder høreapparatbrugere forbindelsen til en **hel verden af lyde.**

Det gør det nemt for brugerne at få øjeblikkelig forbindelse med fjernbetjeninger, TV, personlige lydsystemer, tabletts osv.

Der findes **en DEX til enhver situation**, såsom musik, telefonsamtaler, TV eller fjernbetjeninger.



5 70 6069 635476




MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C022833
www.fsc.org

Trykt af KLS/2016-07. 9 502 4165 010 #01
Widex og DEX er varemærker registreret af Widex A/S.

Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og andre lande. App Store er et servicemærke registreret af Apple Inc.

Google Play er et varemærke registreret af Google Inc.

Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø



HOLD FORBINDELSEN MED WIDEXLINK™

I hjertet af DEX kommunikationstilbehøret er vores unikke trådløse teknologi, WidexLink.

Den giver øjeblikkelig kommunikation mellem høreapparater, direkte forbindelse til eksternt lydudstyr og koordinering og synkronisering af data mellem to høreapparater.

WidexLink er designet specifikt til høreapparater og DEX enheder. Den bruger mindre strøm, er utroligt hurtig og sikrer, at lyden ikke forsinkes eller falder ud.

