

COM-DEX リモートマイク

WIDEX COM-DEX リモートマイク



主な特長

- ・騒がしい環境においても会話音声を聞きやすく
- ・COM-DEXを経由してワイデックスのワイヤレス対応補聴器へストリーミング
- ・クリップにより、会話相手の口元に装用可能
- ・連続ストリーミング (8時間以上)
- ・充電時間 3時間
- ・シンプルで操作は簡単

技術仕様	
互換性 自動接続 自動電源オフ 連続使用時間 消費電流 オーディオ信号帯域幅	COM-DEX ファームウェア1.3 以降 電源オンで自動接続 (初回にペアリング設定は必要) 30分間ストリーミングがされないと電源オフ 最小 8時間 ストリーミング中 20 mA 200 Hz - 5 kHz (通常の「音声強調」モード) 補聴器の再生可能帯域幅 (COM-DEX Appにより「ミュージック」モードに設定時) 相対湿度 90%未満
動作湿度範囲 動作温度範囲 保管温度範囲	- 10° - 50° C - 40° - 50° C
無線部仕様	
送信部パラメーター:	Bluetooth
バージョン プロファイル 周波数 (帯域) 無線周波数帯域幅 変調 放射出力電力	4.1 (COM-DEXへの接続) A2DP, AVRCP, HFP/HSP 2.4-2.5 GHz 1 MHz FHSS/GFSK, $\pi/4$ DPSK, 8DPSK 2.5 mW ($\approx +4.0$ dBm)
磁界強度 通信範囲 デューティ比	N/A 最大10 m (COM-DEXまで) 最大 83 % 時分割全二重通信(TDD)
右記の規格/認証に準拠	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 328 EN 301 489-17 EN/IEC 60601-1-2 FCC Part 15 C IC RSS-247 CE mark

COM-DEX リモートマイク

仕様

寸法:	70/20/14 mm (長さ/幅/高さ)
重さ:	19 g
電池:	リチウムイオンポリマー 充電池 (内蔵式)
色:	グレー

外観

1. ストリーミング ボタン
2. 電源ボタン
3. クリップ
4. マイク と LED
5. LED
6. 充電コネクター/マイクロUSB

