

WIDEX EVOKE™ RITE WITH SOUNDSENSE TECHNOLOGY



標準技術


- フリュイドサウンドコントローラ付き E プラットフォーム
- 改良された Widex 処方式
- 順応機能
- 低消費電流を実現するパワーセイバー IV テクノロジー

WIDEX RITE は、WIDEX E プラットフォームをベースにしており、従来よりもさらに正確かつ迅速に自動処理を行うフリュイドサウンドコントローラを搭載しています。WIDEX RITE は、サウンドセンス ラーンを使用してユーザーの傾向を学び、より優れたパーソナライズされたサウンドに導く初の補聴器です。RITE にはオプションの ZPower 充電式ソリューションがあります。

2.4 GHz Bluetooth 接続（カスタマイズ可能なアプリ搭載）により、スマートフォンやタブレットから音声を直接ストリーミングできるだけでなく、直接補聴器をコントロールすることもできます。

- ワイヤレスモバイルに直接接続（2.4 GHz）
- WidexLink テクノロジーと TONELINK アプリを経由する複数のワイヤレス接続
- DEX 補助援助装置との互換性
- 4つの性能レベル 440/330/220/110
- HP-レシーバーを使用
- PR41 電池を使用
- 保護等級 IP 68（非充電式ソリューションのみ）
- 中度から高度/重度の聴力損失まで対応

推奨されるフィッティングレンジ



KEY FEATURES	440	330	220	110
性能	xxxxxx	xxxxx	xxxx	xx
処理・調整チャンネル数	15	12	10	6

接続

2.4 GHz のコントロール（Android および iOS）
2.4 GHz の音声ストリーミング（iOS）
WidexLink - DEX 補聴援助装置*
テレコイル

iOS および Android 向けアプリ

サウンド センス ラーン搭載 EVOKE アプリ
EVOKE アプリ
TONELINK アプリ
COM-DEX アプリ

機能

順応マネージャー
フリュイドサウンドアナライザー（サウンドクラス）	11 (IE)	7 (IE)	4	3
プログラム	5	4	3	3
スマートウィンドマネージャー
高音域強調
スピーチエンハンサー RT	RT/IE	IE	.	.
デジタルピナ
HD ロケーター
ツールサウンドソフトナー
サウンド センス アダプトによる優先コントロール
プログラム可能なプッシュボタン**
ソフトレベル 騒音抑制
騒音制御
ZEN IE
オーディビリティエクステンダー

TEL: 03-6888-1111 FAX: 03-6888-1112 E-MAIL: info@widex.jp


*WIDEX EVOKE（直接ストリーミング）は、以下のデバイスと互換性があります：iOS 10 またはそれ以降を使用する iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 5S および iPhone SE。Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPad、および iPod touch は Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

E-F2 HP


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)



最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル入力 特性 (磁界の強さ 31.6mA/m)



JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値

		E-F2-HP(拡張)	
		PR41	1.4V
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	128	dB SPL
	ピーク	134	dB SPL
最大音響利得	HFA	72	dB
	ピーク	75	dB
規準利得	HFA	51	dB
周波数範囲		100-5800	Hz
等価入力雑音レベル		20	dB SPL
電池の電流		1.1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	3	%
	800Hz	3	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		110	dB
誘導コイル入力の最大感度		100	dB

拡張音口使用時

製造業者の名称：ワイデックス株式会社

131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL: 0120-332-604