



QUESTO
SUONO
CAMBIA
TUTTO

WIDEX MOMENT™

THIS SOUND CHANGES EVERYTHING





L'UDITO COME LO RICORDAVI

Anche il migliore degli apparecchi acustici risulta avere comunque il suono di un dispositivo elettronico o almeno così è stato fino ad ora. Il rivoluzionario WIDEX **MOMENT™** cambia le carte in tavola per offrire il suono più puro e naturale di sempre.

Tipicamente, il suono elaborato in un apparecchio acustico raggiunge il timpano più tardi rispetto al suono percepito direttamente. Quando questi due segnali "fuori sincrono" si sovrappongono, si ottiene un suono artificiale. Ma da ora in poi con WIDEX **MOMENT™** potrai sentire ogni momento come una volta.

LE
PERSONE
AMANO IL
SUONO



Sei stanco di sentire parlare di "rivoluzioni" che nessuno di fatto riesce a percepire? Noi lo siamo. Ecco perché WIDEX **MOMENT™** fa davvero la differenza per il tuo udito nella vita reale.

I test dimostrano che la maggior parte degli utilizzatori sia nuovi che esperti preferisce il programma Widex **PureSound™** in scenari sonori diversi. Se poi aggiungiamo la possibilità di personalizzare senza sforzo il suono, ecco un apparecchio acustico che ti dà un suono puro e naturale come non hai mai sentito prima.





STREAMING DA **TUTTI** **I TUOI** **DISPOSITIVI**

In WIDEX **MOMENT™** abbiamo aggiornato la connettività Bluetooth® a 2,4 GHz, perciò ora puoi trasmettere in streaming da iOS, WIDEX **TV PLAY™*** e altri **accessori DEX**, oltre a future connessioni con dispositivi Android. Adesso sei pronto per tutto l'intrattenimento in streaming che il mondo ha da offrire, alla massima qualità possibile.

* Disponibile con compatibilità WIDEX **MOMENT™** negli ultimi mesi del 2020.

CREATO PER DURARE

Abbiamo progettato WIDEX **MOMENT** per avere la massima resistenza all'umidità: grazie all'assenza dello sportellino pila e ad un nano rivestimento resistente all'acqua, le infiltrazioni saranno davvero ridotte al minimo.

Questo assicura una vita più lunga al tuo apparecchio acustico.



ER

RICARICABILE E **DISCRETA**

WIDEX **MOMENT™** è comodo e discreto. Il modello mRIC R è il più piccolo apparecchio acustico ricaricabile sul mercato ma ti garantisce comunque tutta la potenza di cui hai bisogno per sentire e vivere ogni momento.

Niente più problemi con le batterie degli apparecchi acustici. Hai solo un caricatore dal design sottile ed elegante, che si adatta al tuo stile di vita.



IL CONTROLLO DELL'UDITO SULLA PUNTA DELLE DITA

Con WIDEX **MOMENT**™ hai la possibilità di controllare completamente l'apparecchio acustico utilizzando l'app WIDEX **MOMENT**™ dallo smartphone Apple o Android*. Non è mai stato così facile regolare il tuo ascolto in modo da ottenere esattamente il suono che preferisci, proprio nei momenti importanti per te.



App WIDEX **MOMENT**™



Test rigorosi hanno dimostrato che l'APP è facile ed intuitiva. Ha una modalità scura che ne assicura un uso discreto

* L'app WIDEX MOMENT™ è compatibile con i seguenti modelli WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) e RIC 312 D (MRB2D). Tutti gli altri modelli utilizzano l'app WIDEX TONELINK™ per il controllo delle funzioni fondamentali.

Menu

Ripristina suono

Volume frequenza

Guida

Modifica o
selezione del
programma

Disattiva e regola volume



App WIDEX TONELINK™

OTTIENI IL MASSIMO DA WIDEX **MOMENT™**

ACCESSORI WIRELESS - CONNESSIONE,
CONTROLLO E COMUNICAZIONE

Gli accessori DEX ti aiutano a connetterti facilmente ad apparecchiature audio, televisioni e telefoni cellulari o fissi. Per avere più dettagli, chiedi al tuo audioprotesista.



COM-DEX
Comunicazione in
vivavoce e a mani
libere



**COM-DEX
REMOTE MIC**
Per un migliore ascolto
nelle situazioni difficili



RC-DEX
Il tuo
telecomando



PHONE DEX 2
Per sentire al meglio le
conversazioni telefoniche



TV-DEX
Per goderti la TV



FM-DEX
Per lo streaming
FM



**red dot award 2018
winner**



TV PLAY
Design elegante per lo streaming TV*

* Disponibile con compatibilità WIDEX MOMENT™ negli ultimi mesi del 2020.

MODELLI E STILI DI WIDEX **MOMENT™**

Widex **MOMENT™** è disponibile in tre modelli retroauricolari (RIC) e tre modelli endoauricolari (ITE). Il tuo audioprotesista può aiutarti a scegliere il modello ideale per la tua perdita uditiva e per il tuo stile di vita.

MODELLI RETROAURICOLARI (RIC)



RIC 10



RIC 312 D



mRIC R D

MODELLI ENDOAURICOLARI (ITE)



XP



ITE CUSTOM (IM/IP)



CIC

SCEGLI I TUOI **COLORI**

Scegli tra 13 diversi colori per i modelli RIC e tre colori standard per i modelli ITE.



Nero Tech
(118)



Grigio titanio
(121)



Grigio argento
(119)



Ciliegio scuro
(116)



Marrone castagna
(115)



Beige chiaro
(025)



Marrone dorato
(120)



Biondo miele
(114)



Beige autunno
(123)



Bianco perla
(068)



Marrone argilla
(028)



Turchese mediterraneo
(078)



Rosa shocking
(077)



Blu profondo
(136)



Rosso sport
(076)






























Marrone scuro
(107)



NEW COLOURS!
BASED ON A GLOBAL USER
HAIR COLOUR STUDY

WHY WIDEX **MOMENT**™ IS SUITABLE FOR YOU

Per aiutarti a sentire al meglio, WIDEX **MOMENT**™ adotta l'esclusiva tecnologia Sound Class che adatta automaticamente l'apparecchio acustico alle tue specifiche esigenze di ascolto. Senza premere alcun pulsante, WIDEX **MOMENT**™ garantisce maggiore chiarezza, comfort e un'esperienza d'ascolto più soddisfacente in ogni singola situazione.

LIVELLO DI PRESTAZIONI/ BENEFICI	SOCIALE	MUSICA		QUIETE		PARTY		TRASPORTI		CITTÀ	
		-	Classica o contemporanea	-	Con parlato	-	Con parlato	-	Con parlato	-	Con parlato
WIDEX MOMENT ™ 440											
WIDEX MOMENT ™ 330											
WIDEX MOMENT ™ 220											
WIDEX MOMENT ™ 110											



Aut. min. ric. il 6/3/2020.

Stampato: 2020-01. 9 502 5335 006 #01

Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ e DEX sono marchi registrati di Widex A/S.



WIDEX A/S, Nymøllevvej 6, DK-3540 Lyngø

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android è un marchio registrato di Google Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.